

Дополнительная манжета-рука-варежка для аппарата Air (с шлангом, 2 шт)

Прессотерапия



Ваша цена

Розница **0 руб.** Оптовая цена



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Дополнительные манжеты-варежки Air с шлангом (2 шт.)

Дополнительные манжеты-варежки предназначены для использования с аппаратами серии Air и обеспечивают возможность проведения процедуры прессотерапии на верхних конечностях.

Массаж осуществляется с помощью попеременного нагнетания воздуха в специальные манжеты, одеваемые на руки. Каждая манжета разделена на несколько секций, давление в которых контролируется индивидуально.

Благодаря эргономичной форме и наличию подключаемого шланга, варежки легко интегрируются в рабочий цикл оборудования и позволяют проводить процедуры без снижения эффективности.

Технические характеристики

Параметр	Значение	
Тип изделия	Манжеты-варежки для рук	
Совместимость	Аппараты FoxyL Air	
Количество в комплекте 2 шт.		
Конструкция	Секционная,	, с подключаемым шлангом
Вес комплекта	0,4 кг	
Объём упаковкі	0,005853	 338 м³
Размер упаковк	и (Д×Ш×В)	165 × 165 × 215 мм
Количество тра	нспортных мест	1

Преимущества

Дополнительные манжеты-варежки для рук Air с подключаемым шлангом обладают рядом преимуществ, которые делают их удобным и функциональным решением для проведения прессотерапии на верхних конечностях:

- Анатомическая форма в виде варежки обеспечивает плотное прилегание и равномерное распределение давления по поверхности руки.
- Секционная конструкция позволяет индивидуально регулировать давление в каждом отделе манжеты.
- Надёжные соединения плотный шланг исключает утечку воздуха и обеспечивает стабильную работу оборудования.
- Высокое качество материалов устойчивы к износу, легко очищаются и обеспечивают длительный срок службы.
- Совместимость с аппаратами FoxyL Air гарантирует полную интеграцию без необходимости дополнительной настройки.



- Лёгкость установки и снятия удобно в повседневном использовании как в медицинских, так и в домашних условиях.
- \bullet Компактные размеры и небольшой вес не требуют много места для хранения и транспортировки.
- Мягкий внутренний слой комфортное прилегание к коже без раздражений даже при длительных процедурах.
- ullet Эффективное распределение давления способствует равномерному воздействию по всей длине руки.

Манжеты FoxyL Air — это практичный и надёжный аксессуар для расширения возможностей аппарата прессотерапии и повышения комфорта пациента.

Характеристики

Параметр:	Показатель:	
Бренд	Won Industry	
Страна бренда	Южная Корея	
Отрасли		
	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая	
	медицина	
Страна производства	Южная Корея	

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.