


## Дополнительная манжета-талия для Won Industry LC-600

Прессотерапия



### Ваша цена

Розница  
**11 761 руб.**

Оптовая цена  
**10 820 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...300

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Дополнительная манжета-талия для Won Industry LC-600

Дополнительная манжета для аппаратов прессотерапии LC-600.

Шесть отсеков. Кровоток последовательно стимулируется давлением отсеков, которые попеременно или последовательно наполняются нагнетаемым в них воздухом.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Количество секций в манжете**

6

**Давление в манжете, мм рт. ст.**

50...300

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.