


Дополнительная манжета-талия для Won Industry LC-600

Прессотерапия



Ваша цена

Розница

11 761 руб.

Оптовая цена

10 820 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...300

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Дополнительная манжета-талия для Won Industry LC-600

Дополнительная манжета для аппаратов прессотерапии LC-600.

Шесть отсеков. Кровоток последовательно стимулируется давлением отсеков, которые попеременно или последовательно наполняются нагнетаемым в них воздухом.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Количество секций в манжете

6

Давление в манжете, мм рт. ст.

50...300

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.