

Дозатор DLAB MicroPette Plus 100 мкл

Дозаторы Арт. 7030302023



DLAB

Под заказ

Описание

Дозатор DLAB MicroPette Plus 100 мкл

DLAB MicroPette Plus 100 мкл – механический 1-канальный дозатор фиксированного объёма, полностью автоклавируемый при температуре 121 °С. Лёгкий, с эргономичной конструкцией и цифровым дисплеем, прибор обеспечивает точное дозирование малых объёмов жидкостей и совместим с одноразовыми наконечниками. Работа осуществляется по принципу вытеснения воздуха.

Управление дозатором возможно одной рукой, а регулировка упора для пальца снижает нагрузку при выполнении однотипных монотонных движений кистью. DLAB MicroPette Plus прошёл проверку качества в соответствии с ISO 8655 / DIN 12650, легко калибруется и обслуживается с помощью прилагаемого инструмента. Посадочный конус выполнен из износостойкого химически устойчивого пластика.

Прибор подходит для применения в медицинских, научно-исследовательских и фармацевтических лабораториях, обеспечивая надёжность и точность работы с малым объёмом жидкостей.

Особенности

- Точное дозирование фиксированного объёма 100 мкл.
- Полная автоклавируемость при 121 °С.
- Эргономичная конструкция с регулируемым упором для пальца.
- Совместимость с одноразовыми наконечниками 200 мкл, 300 мкл и 350 мкл.
- Цифровой дисплей для контроля объёма.
- Лёгкость, компактность и удобство в повседневной работе.
- Простота калибровки и обслуживания с помощью прилагаемого инструмента.
- Посадочный конус из износостойкого пластика, устойчивого к химическим воздействиям.
- Соответствие стандартам ISO 8655 / DIN 12650.
- Высокая надёжность для интенсивного использования в лабораториях.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	полная
Объём, мкл	100
Точность (систематическая ошибка), %	±0,5 (0,5 мкл)
Воспроизводимость (СКО, случайная ошибка), %	±0,3 (0,3 мкл)
Совместимые наконечники, мкл	200, 300, 350

Преимущества

- Соответствие требованиям GMP для фармацевтического производства.
- Точное дозирование фиксированного объёма 100 мкл.
- Полная автоклавируемость при 121 °С.
- Эргономичная конструкция с регулируемым упором для пальца, снижающим нагрузку при

монотонной работе.

- Совместимость с одноразовыми наконечниками 200, 300 и 350 мкл.
- Цифровой дисплей для контроля объёма дозирования.
- Лёгкость и компактность для удобства работы одной рукой.
- Простота калибровки и обслуживания с помощью прилагаемого инструмента.
- Посадочный конус из износостойкого химически устойчивого пластика.
- Соответствие стандартам ISO 8655 / DIN 12650.
- Высокая надёжность и долговечность для интенсивного лабораторного использования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	7030302023
Бренд	DLAB Scientific
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032599.pdf

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.