

## Дозатор DLAB MicroPette Plus 50 мкл

Дозаторы    Арт. 7030302022



**DLAB**

Под заказ

### Описание

#### Дозатор DLAB MicroPette Plus 50 мкл

Дозатор DLAB MicroPette Plus 50 мкл – механический одноканальный дозатор фиксированного объёма, полностью автоклавируемый при температуре 121 °С. Он обеспечивает точное дозирование малых объёмов жидкостей и подходит для работы с одноразовыми наконечниками. Прибор лёгкий, эргономичный, оснащён цифровым дисплеем и регулируемым упором для пальца, что снижает нагрузку при многократных монотонных движениях кистью.

Дозатор DLAB MicroPette Plus прошёл проверку качества в соответствии с ISO 8655 / DIN 12650, легко калибруется и обслуживается с помощью прилагаемого инструмента. Посадочный конус выполнен из износостойкого химически устойчивого пластика, что обеспечивает долговечность и надёжность прибора в лабораторной работе.

#### Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма.
- Полная автоклавируемость при 121 °С.
- Эргономичный дизайн с регулировкой упора для пальца.
- Цифровой дисплей для контроля дозируемого объёма.
- Совместимость с одноразовыми наконечниками 200 мкл, 300 мкл и 350 мкл.
- Высокая точность дозирования и воспроизводимость.
- Простота калибровки и обслуживания.
- Посадочный конус из химически устойчивого износостойкого пластика.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	Полная
Объём	50 мкл
Точность (систематическая ошибка)	±0,5 % (0,25 мкл)
Воспроизводимость (СКО, случайная ошибка)	±0,3 % (0,15 мкл)
Совместимые наконечники	200 мкл, 300 мкл, 350 мкл

### Преимущества

- Обеспечивает точное дозирование малых объёмов жидкостей.
- Совместимость с одноразовыми наконечниками 200 мкл, 300 мкл и 350 мкл.
- Полная автоклавируемость при 121 °С для стерильной работы.
- Эргономичная конструкция с регулировкой упора для пальца снижает нагрузку при многократных движениях кистью.
- Цифровой дисплей для контроля объёма дозирования.
- Высокая точность и воспроизводимость дозирования (систематическая ошибка ±0,5 %, случайная ошибка ±0,3 %).
- Лёгкий и компактный, удобен в повседневной лабораторной работе.

- Простота калибровки и обслуживания с помощью прилагаемого инструмента.
- Посадочный конус из химически устойчивого износостойкого пластика.
- Надёжность и долговечность для интенсивного использования в медицинских и научных лабораториях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	7030302022
Бренд	DLAB Scientific
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032598.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032598.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.