

## Дозатор Экохим ОФ-1-10

Дозаторы



### Ваша цена

Розница  
**6 170 руб.**

Оптовая цена  
**5 950 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Дозатор Экохим ОФ-1-10

Дозатор Экохим ОФ-1-10 – одноканальный механический прибор фиксированного объёма, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию. Подходит для работы с биожидкостями и реактивами в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования. Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона повышают прочность и износостойкость устройства. Сбрасыватель облегчает снятие наконечников, а эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера повышает удобство работы.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника), легко разбирается для профилактического обслуживания и обладает цифровым дисплеем для отображения объёма дозирования. Небольшой вес снижает физическое напряжение при работе, а идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.

### Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Посадочный конус из поливинилфторида и стержень из полиэфиркетона для прочности и износостойкости.
- Сбрасыватель наконечников для удобства работы.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Частичная автоклавируемость (стерилизация оси держателя наконечника).
- Лёгкий вес снижает физическое напряжение при работе.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	10
Наконечник, мкл	200, 300
Точность, %	±0,8
Воспроизводимость (СКО), %	0,8

## Преимущества

- Высокая точность дозирования благодаря поршневому механизму.

- Повышенная химическая стойкость материалов корпуса и внутренних элементов.
- Эргономичный дизайн с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера для удобства работы.
- Цифровой дисплей объёма дозирования облегчает контроль точности.
- Частичная автоклавируемость обеспечивает безопасную стерилизацию оси держателя наконечника.
- Лёгкий вес и компактность снижают физическую нагрузку при работе.
- Посадочный конус из поливинилфторида и стержень из полиэфиркетона увеличивают прочность и долговечность.
- Сбрасыватель наконечников упрощает замену расходных элементов.
- Возможность самостоятельной калибровки повышает точность и воспроизводимость дозирования.
- Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Экохим (Экросхим)
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000028273.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000028273.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028273.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028273.pdf</a>
<b>Сортировка по популярности МСК</b>	9860
<b>Сортировка по популярности РНД</b>	9880

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.