

Дозатор Экохим ОФ-1-1000

Дозаторы



Ваша цена

Розница
6 170 руб.

Оптовая цена
5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-1000

Дозатор Экохим ОФ-1-1000 — одноканальный дозатор фиксированного объёма 1000 мкл, предназначенный для точного объёмного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля. Механический поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования. Дозатор частично автоклавируемый, с химически стойкими материалами, что гарантирует долговечность и устойчивость к агрессивным реагентам.

Дозатор оснащён цветной маркировкой жёлтого цвета, удобным упором для пальца и цифровым индикатором объёма. Эргономичный корпус снижает нагрузку на кисть при длительной работе. Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона повышают прочность и износостойкость устройства. Функциональность позволяет самостоятельно откалибровать дозатор, а съёмные наконечники легко сбрасываются с помощью встроенного сбрасывателя.

Дозатор применяется для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях для исследовательских и контрольных работ.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 1000 мкл.
- Частично автоклавируемый.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Цифровой дисплей объёма.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Цветная маркировка жёлтого цвета.
- Лёгкое сбрасывание наконечников встроенным сбрасывателем.
- Простое обслуживание и самокалибровка.
- Малый вес снижает усталость при длительной работе.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования	1000 мкл
Наконечник	300 мкл
Точность	±0,5 %
Воспроизводимость (СКО)	0,3 %
Автоклавируемость	частичная
Механизм	Поршневой с плавным ходом
Материалы	Поливинилфторид, полиэфиркетон, химически стойкие элементы
Вес	легкий, снижает усталость руки

Преимущества

- Одноканальный дозатор фиксированного объема 1000 мкл.
- Механический поршневой механизм с плавным ходом для точного дозирования.
- Частично автоклавируемый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость к химическим реагентам.
- Цифровой дисплей объема для контроля точности дозирования.
- Эргономичный дизайн с упором для пальца снижает нагрузку на кисть при длительной работе.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона повышают прочность и износостойкость.
- Цветная маркировка желтого цвета облегчает идентификацию объема.
- Встроенный сбрасыватель наконечников позволяет быстро и безопасно заменять расходные элементы.
- Лёгкий вес снижает усталость при длительном использовании.
- Возможность самостоятельной калибровки повышает точность и надёжность дозатора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000033595.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033595.pdf
Сортировка по популярности МСК	9830
Сортировка по популярности РНД	9850

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.