

Дозатор Экохим ОФ-1-20

Дозаторы



Ваша цена

Розница
6 170 руб.

Оптовая цена
5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-20

Дозатор Экохим ОФ-1-20 – одноканальный механический прибор фиксированного объёма 20 мкл, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораторных условиях. Используется в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях для работы с пробами биожидкостей и реактивами.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования. Дозатор оснащён цветовой маркировкой жёлтого цвета, цифровым дисплеем для отображения объёма, удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера, не передающего тепло. Конструктивно предусмотрена возможность лёгкого сбрасывания наконечников и разборки для профилактического обслуживания. Частичная автоклавируемость обеспечивает стерилизацию оси держателя наконечника. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень – из полиэфиркетона, что гарантирует прочность, износостойкость и химическую стойкость дозатора.

Комплектация включает дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкцию по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки и смазку.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 20 мкл.
- Поршневой механизм для плавного и точного дозирования.
- Цифровой дисплей для отображения объёма.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца.
- Накладка из термопластичного эластомера, не передающего тепло.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Частичная автоклавируемость оси держателя наконечника.
- Прочность и стойкость к коррозии благодаря термопластиковому стержню и поливинилфторидному конусу.
- Простая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес и удобство работы в узких сосудах.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	20
Подходящий наконечник, мкл	200, 300
Точность, %	±0,6
Воспроизводимость (СКО), %	0,5

Преимущества

- Одноканальный дозатор фиксированного объема 20 мкл для точного и воспроизводимого дозирования.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и минимальное сопротивление при работе.
- Материалы корпуса и стержня обладают высокой химической стойкостью и износостойкостью.
- Цифровой дисплей позволяет контролировать объем дозирования.
- Эргономичная форма корпуса и удобный упор для пальца снижают усталость кисти при длительной работе.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных элементов.
- Частичная автоклавируемость обеспечивает стерилизацию оси держателя наконечника.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышает прочность и твердость соединения.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона устойчив к коррозии и механическому износу.
- Простая разборка и обслуживание позволяют самостоятельно проводить профилактику дозатора.
- Небольшой вес дозатора делает работу менее утомительной и повышает эффективность лабораторных операций.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экротхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029661.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029661.pdf
Сортировка по популярности МСК	9870
Сортировка по популярности РНД	9890

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.