

## Дозатор Экохим ОФ-1-200

Дозаторы



### Ваша цена

Розница  
**6 170 руб.**

Оптовая цена  
**5 950 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Дозатор Экохим ОФ-1-200

Дозатор Экохим ОФ-1-200 – одноканальный механический прибор фиксированного объема 200 мкл. Он предназначен для точного дозирования жидких реагентов и биожидкостей в лабораториях различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию, а также используется в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материал корпуса обладает повышенной химической стойкостью, посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень – из термопластика (полиэфиркетон), обеспечивая прочность, износостойкость и стойкость к коррозии. Сбрасыватель дозатора облегчает снятие наконечников. Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера повышает комфорт работы, а цифровой дисплей отображает объем дозирования.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника). Конусы для надевания наконечников изготовлены из ударопрочных и химически стойких материалов и являются полностью автоклавируемыми. Прибор легко разбирается для профилактического обслуживания и позволяет самостоятельно откалибровать объем дозирования. Небольшой вес и идеальная форма корпуса снижают утомляемость и облегчают работу с узкими и глубокими сосудами.

### Комплектация

- Дозатор Экохим ОФ-1-200;
- Паспорт (свидетельство о поверке);
- Инструкция по использованию;
- Сменные наконечники;
- Ключ для калибровки;
- Смазка.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объем дозирования (тестируемый объем), мкл	200
Объем наконечника, мкл	300
Точность, %	±0,4
Воспроизводимость (СКО), %	0,2
Цветовая маркировка	фиолетовая

## Преимущества

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.
- Материалы дозатора обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) устойчив к коррозии.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных элементов.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и термопластичной накладкой повышает комфорт работы.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Дозатор частично автоклавируемый (стерилизация только оси держателя наконечника).
- Конусы для надевания наконечников ударопрочные и химически стойкие, полностью автоклавируемые.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Возможность самостоятельной калибровки объёма дозирования.
- Небольшой вес снижает утомляемость и повышает эффективность работы.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Экохим (Экротхим)
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029664.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029664.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029664.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029664.pdf</a>
<b>Сортировка по популярности МСК</b>	9900
<b>Сортировка по популярности РНД</b>	9920

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.