

Дозатор Экохим ОФ-1-2000

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-2000

Дозатор Экохим ОФ-1-2000 — одноканальный механический прибор с фиксированным объёмом 2000 мкл для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля: микробиологической, иммунологической, биохимической, генетической, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях. Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.

Дозатор имеет цветовую маркировку зелёного цвета, эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и специальной накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее. Прибор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника). Лёгкий вес и идеальная форма корпуса позволяют работать длительное время без усталости и эффективно дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания, оснащён сбрасывателем наконечников и посадочными конусами из ударо- и химически стойких материалов, полностью автоклавируемыми. Функциональность и простота обращения позволяют самостоятельно откалибровать прибор.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 2000 мкл.
- Поршневой механизм для плавного хода и высокой точности дозирования.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника).
- Материалы повышенной химической стойкости и износостойкости: поливинилфторид, полиэфиркетон.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца и термопластичной накладкой.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Сброс наконечников с помощью встроенного сбрасывателя.
- Лёгкий вес для снижения утомляемости при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.
- Простота разборки для профилактического обслуживания.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.

Комплектация

- Дозатор Экохим ОФ-1-2000
- Паспорт (свидетельство о поверке)
- Инструкция по использованию
- Сменные наконечники
- Ключ для калибровки
- Смазка

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования, мкл	2000

Наконечник, мкл	5000
Точность, %	±0,3
Воспроизводимость (СКО), %	0,2
Автоклавируемость	частичная

Преимущества

- Высокая точность дозирования и воспроизводимость результатов благодаря поршневному механизму.
- Плавный ход поршня снижает физическое напряжение при работе.
- Материалы дозатора обладают высокой химической и термостойкостью.
- Посадочные конуса для наконечников полностью автоклавируемые и стойкие к ударным нагрузкам.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей объёма дозирования облегчает контроль и точную установку объёма.
- Лёгкий вес и идеальная форма корпуса позволяют работать длительное время без усталости.
- Сброс наконечников с помощью встроенного сбрасывателя упрощает замену расходных материалов.
- Простая разборка для профилактического обслуживания и чистки.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Универсальность применения в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии и медицинских учреждениях.
- Совместимость с наконечниками объёмом до 5000 мкл.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экротхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000033596.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033596.pdf
Сортировка по популярности МСК	9850
Сортировка по популярности РНД	9870

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.