

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-25

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 6 170 руб. 5 950 руб.**

НДС не облагается

Дозатор ЭКОХИМ ОФ−1−25

ЭКОХИМ ОФ−1−25 & mdash; одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 25 мкл, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля. Отличается высокой точностью, эргономичным дизайном и удобством в работе. Частично автоклавируемая конструкция обеспечивает лёгкость стерилизации и повышает безопасность при работе c биологическими материалами.

Дозатор используется в % nbsp; микробиологических, иммунологических, биохимических и % nbsp; тенетических в % nbsp; также в % nbsp; медицинских учреждениях для дозирования биожидкостей и % nbsp; реактивов. Цветная маркировка жёлтого цвета позволяет быстро идентифицировать объём дозирования.

Особенности

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования.
 Материалы корпуса устойчивы к агрессивным химическим средам.

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-25 1



- Посадочный конус выполнен из поливинилфторида,

обеспечивающего прочность и твёрдость.

- Внутренний стержень изготовлен из полиэфиркетона,
- устойчивого к коррозии и износу.
- Сбрасыватель наконечников облегчает их замену без усилий.
- Эргономичный корпус и упор для пальца

обеспечивают комфортную работу.

- Термопластичная накладка на корпусе предотвращает нагрев и обеспечивает надёжный захват.
- Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания.
- Частично автоклавируемая конструкция стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Посадочные конуса для наконечников изготовлены из ударопрочных и химически стойких материалов и полностью автоклавируемы.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Небольшой вес снижает утомляемость оператора

и повышает эффективность работы.

- Оптимальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в глубокие и узкие сосуды.

Технические характеристики

Характеристика Значение

Тип дозатора Одноканальный механический

Объём дозирования 25 & nbsp; мкл
Тип наконечника 300 & nbsp; мкл
Точность & plusmn; 0,5 & nbsp; %
Воспроизводимость (СКО) 0,3 & nbsp; %
Автоклавируемость Частичная
Маркировка Жёлтая
Материал посадочного конуса
Поливинилфторид

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-25



Материал внутреннего стержня
Полиэфиркетон

Комплектация Дозатор, паспорт, инструкция,
сменные наконечники, ключ для калибровки,
смазка

Наличие регистрационного удостоверения

Под заказ

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-25

ЭКОХИМ ОФ-1-25 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 25 мкл, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля. Отличается высокой точностью, эргономичным дизайном и удобством в работе. Частично автоклавируемая конструкция обеспечивает лёгкость стерилизации и повышает безопасность при работе с биологическими материалами.

Дозатор используется в микробиологических, иммунологических, биохимических и генетических лабораториях, а также в медицинских учреждениях для дозирования биожидкостей и реактивов. Цветная маркировка жёлтого цвета позволяет быстро идентифицировать объём дозирования.

Особенности

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования.
- Материалы корпуса устойчивы к агрессивным химическим средам.
- Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, обеспечивающего прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень изготовлен из полиэфиркетона, устойчивого к коррозии и износу.
- Сбрасыватель наконечников облегчает их замену без усилий.
- Эргономичный корпус и упор для пальца обеспечивают комфортную работу.
- Термопластичная накладка на корпусе предотвращает нагрев и обеспечивает надёжный захват.
- Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания.
- Частично автоклавируемая конструкция стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Посадочные конуса для наконечников изготовлены из ударопрочных и химически стойких материалов и полностью автоклавируемы.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Небольшой вес снижает утомляемость оператора и повышает эффективность работы.
- Оптимальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в глубокие и узкие сосуды.

Технические характеристики

Характеристика	Значение		
Тип дозатора	Одноканальнь	——— ій механическі	1Й
Объём дозирова	ания 25 мкл		
Тип наконечник	а 300 мкл		
Точность	±0,5 %		
Воспроизводим	ость (СКО) 0,	3 %	
Автоклавируемо	ость Частичн	ая	
Маркировка	Жёлтая		
Материал посад	Материал посадочного конуса		оторид
Материал внутр	еннего стержня	 Полиэфирн	сетон
Комплектация	Дозатор, пасг	——— 10рт, инструкці	ıя, сменные наконечники, н

Комплектация Дозатор, паспорт, инструкция, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-25



Преимущества

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования.
- Материалы корпуса устойчивы к агрессивным химическим средам.
- Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона повышает износостойкость и стойкость к коррозии.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену без усилий.
- Эргономичный корпус и упор для пальца обеспечивают комфортную работу.
- Термопластичная накладка на корпусе предотвращает нагрев и обеспечивает надёжный захват.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Посадочные конуса для наконечников изготовлены из ударопрочных и химически стойких материалов и полностью автоклавируемы.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес снижает утомляемость оператора и повышает эффективность работы.
- Оптимальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в глубокие и узкие сосуды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-25 4