

Дозатор Экохим ОФ-1-250

Дозаторы



Ваша цена

Розница
6 170 руб.

Оптовая цена
5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-250

Дозатор Экохим ОФ-1-250 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 250 мкл. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования жидкостей в лабораториях микробиологического, иммунологического, биохимического и генетического профиля, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования. Корпус дозатора оснащён эргономичной накладкой из термопластичного эластомера, цифровым дисплеем для отображения объёма, а внутренний стержень выполнен из полиэфиркетона, обеспечивая износостойкость и стойкость к коррозии. Посадочный конус из поливинилфторида гарантирует прочность и твёрдость, а сбрасыватель наконечников облегчает эксплуатацию.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) и легко разбирается для профилактического обслуживания. Небольшой вес и эргономичная форма корпуса делают работу менее утомительной и позволяют точно дозировать жидкости в узкие глубокие сосуды.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 250 мкл.
- Поршневой механизм для плавного хода и высокой точности дозирования.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Эргономичная накладка из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона для повышенной износостойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида для дополнительной прочности.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкую замену.
- Частичная автоклавируемость: стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес и эргономичная форма корпуса снижают утомляемость при работе.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	250
Наконечник, мкл	1000
Точность, %	±0,4
Воспроизводимость (СКО), %	0,2
Автоклавируемость	частичная

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 250 мкл.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность

дозирования.

- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Эргономичная накладка из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона повышает износостойкость и стойкость к коррозии.
- Посадочный конус из поливинилфторида гарантирует прочность и твёрдость.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкую замену.
- Частичная автоклавируемость: стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес и эргономичная форма корпуса снижают утомляемость при работе.
- Цветная маркировка оранжевого цвета облегчает идентификацию дозатора.
- Обеспечивает высокую воспроизводимость дозирования и надёжность при работе с биожидкостями и реактивами.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.
- Простота и функциональность позволяют самостоятельно откалибровать дозатор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029235.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029235.pdf
Сортировка по популярности МСК	9920
Сортировка по популярности РНД	9940

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.