

# Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-50

Дозаторы



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена 6 170 руб. 5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

### Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-50

Дозатор ЭКОХИМ ОФ–1–50 — одноканальный механический прибор фиксированного объёма 50 мкл, частично автоклавируемый. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования проб биожидкостей и реактивов в различных лабораториях и медицинских учреждениях.

Дозатор оснащён поршневым механизмом с плавным ходом, обеспечивающим минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материалы корпуса и внутренних элементов обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью. Эргономичный дизайн, удобный упор для пальца и накладка из термопластичного эластомера повышают комфорт работы, снижая физическое напряжение кисти.

Объём дозирования отображается на цифровом дисплее. Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания и позволяет самостоятельно откалибровать прибор. Посадочные конуса для надевания наконечников полностью автоклавируемы.

Комплектация: дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка.

### Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 50 мкл.
- Частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника).
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Материалы с повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозирования.
- Лёгкое разборка и профилактическое обслуживание.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими глубокими сосудами.
- Небольшой вес снижает утомляемость при длительной работе.

## Технические характеристики

	_
Характеристика Значение	_
Объём дозирования (тестируемый объём)	50 мкл
Наконечник 300 мкл	-
Точность ±0,5 %	_
Воспроизводимость (СКО) 0,3 %	-
Автоклавируемость частичная	
 Цвет маркировки синий	

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-50



# Преимущества

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 50 мкл.
- Частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника).
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материалы корпуса и внутренних элементов с повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозирования.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес снижает физическое напряжение при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.
- Комплектуется сменными наконечниками, ключом для калибровки и смазкой.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

**Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-50**