

Дозатор Экохим ОФ-1-50

Дозаторы



Ваша цена

Розница
6 170 руб.

Оптовая цена
5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-50

Дозатор Экохим ОФ-1-50 – одноканальный механический прибор фиксированного объёма 50 мкл, частично автоклавируемый. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования проб биожидкостей и реактивов в различных лабораториях и медицинских учреждениях.

Дозатор оснащён поршневым механизмом с плавным ходом, обеспечивающим минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материалы корпуса и внутренних элементов обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью. Эргономичный дизайн, удобный упор для пальца и накладка из термопластичного эластомера повышают комфорт работы, снижая физическое напряжение кисти.

Объём дозирования отображается на цифровом дисплее. Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания и позволяет самостоятельно откалибровать прибор. Посадочные конуса для надевания наконечников полностью автоклавируемы.

Комплектация: дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкция по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки, смазка.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 50 мкл.
- Частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника).
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Материалы с повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозирования.
- Лёгкое разборка и профилактическое обслуживание.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими глубокими сосудами.
- Небольшой вес снижает утомляемость при длительной работе.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Объём дозирования (тестируемый объём)		50 мкл
Наконечник	300 мкл	
Точность	±0,5 %	
Воспроизводимость (СКО)	0,3 %	
Автоклавируемость	частичная	
Цвет маркировки	синий	

Преимущества

- Одноканальный дозатор фиксированного объема 50 мкл.
- Частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника).
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материалы корпуса и внутренних элементов с повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей для отображения объема дозирования.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес снижает физическое напряжение при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.
- Комплектуется сменными наконечниками, ключом для калибровки и смазкой.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029662.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029662.pdf
Сортировка по популярности МСК	9880
Сортировка по популярности РНД	9900

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.