

Дозатор Экохим ОФ-1-500

Дозаторы



Ваша цена

Розница
6 170 руб.

Оптовая цена
5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-500

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-500 – одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 500 мкл с частичной автоклавируемостью. Предназначен для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля, таких как: микробиология, иммунология, биохимия, генетика и аналитическая химия, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования. Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень – из термопластика (полиэфиркетон), что гарантирует прочность, износостойкость и стойкость к коррозии. Эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера обеспечивает удобство и безопасность работы. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания. Функциональность и простота в обращении позволяют самостоятельно откалибровать прибор. Небольшой вес снижает физическое напряжение на кисть руки, а идеальная форма корпуса помогает дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды. Частичная автоклавируемость распространяется на ось держателя наконечника, посадочные конуса полностью автоклавируемые.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 500 мкл.
- Поршневой механизм для плавного хода и высокой точности дозирования.
- Материал корпуса и внутренних элементов повышенной химической стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Сбрасыватель наконечников для лёгкого удаления.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника), полная автоклавируемость посадочных конусов.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес и эргономичная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объём дозирования, мкл	500
Наконечник, мкл	1 000
Точность, %	±0,3
Воспроизводимость (СКО), %	0,2

Преимущества

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.
- Материалы корпуса и внутренних элементов повышенной химической стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для прочности и износостойкости.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных элементов.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера обеспечивает удобство работы и безопасность.
- Цифровой дисплей объёма дозирования для точного контроля.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника), полная автоклавируемость посадочных конусов.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес и эргономичная форма корпуса снижают утомляемость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029665.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029665.pdf
Сортировка по популярности МСК	9910
Сортировка по популярности РНД	9930

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.