

Дозатор Экохим ОФ-1-5000

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-5000

Дозатор Экохим ОФ-1-5000 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма, предназначенный для точного и воспроизводимого объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов. Частично автоклавируемый, с цветной маркировкой зелёного цвета, подходит для лабораторий различного профиля и медицинских учреждений.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и минимальное сопротивление при дозировании, внутренний стержень выполнен из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости, а посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее. Эргономичный дизайн и удобный упор для пальца снижают усталость оператора и повышают точность работы.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания. Функциональность и простота обращения позволяют самостоятельно откалибровать прибор. Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды. Частичная автоклавируемость предусматривает стерилизацию только оси держателя наконечника.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма.
- Цветная маркировка зелёного цвета.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Материал корпуса и конуса устойчив к химическим воздействиям.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозирования.
- Эргономичный дизайн с упором для пальца снижает усталость оператора.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (стерилизуются только посадочные конусы и ось держателя наконечника).
- Внутренний стержень из термопластика обеспечивает износостойкость.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие глубокие сосуды.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	5 000
Наконечник, мкл	5 000
Точность, %	±0,3
Воспроизводимость (СКО), %	0,2

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма с точностью ±0,3 %.

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую воспроизводимость дозирования.
- Материалы корпуса и конуса устойчивы к химическим воздействиям и обеспечивают долгий срок службы.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) повышают прочность и износостойкость.
- Объём дозирования отображается на цифровом дисплее.
- Эргономичный корпус с упором для пальца снижает усталость оператора и повышает точность работы.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (стерилизуются только посадочные конусы и ось держателя наконечника).
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.
- Компактный и лёгкий для удобства работы в лаборатории.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000033597.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033597.pdf
Сортировка по популярности МСК	9850
Сортировка по популярности РНД	9870

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.