

Дозатор Экохим ОФА-10

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФА-10

Дозатор Экохим ОФА-10 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 10 мкл. Предназначен для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля: микробиологических, иммунологических, биохимических, генетических и аналитических химических. Также применяется в медицинских учреждениях.

Дозатор оснащён поршневым механизмом, обеспечивающим плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования. Материалы корпуса и внутренних элементов обладают высокой химической стойкостью и износостойкостью. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, а внутренний стержень — из термопластика (полиэфиркетон). Дозатор полностью автоклавируемый, снабжён сбрасывателем наконечников и цифровым дисплеем для отображения объёма дозирования. Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает физическую нагрузку при длительной работе и позволяет работать с узкими глубокими сосудами.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 10 мкл.
- Полностью автоклавируемый.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Высокая химическая стойкость корпуса и внутренних элементов.
- Посадочный конус из поливинилфторида и стержень из термопластика.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес уменьшает утомляемость оператора.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими глубокими сосудами.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	полная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	10
Наконечник, мкл	300, 350
Точность, %	±0,8
Воспроизводимость (СКО), %	0,8

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 10 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочный конус для стерильной работы.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.

- Материалы корпуса и внутренних элементов обладают высокой химической стойкостью и износоустойчивостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) повышают прочность и долговечность.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкое удаление использованных наконечников.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает усталость руки при длительной работе.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для точной работы.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес дозатора повышает эффективность работы лаборанта.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.
- Функциональность и простота в обращении позволяют самостоятельно откалибровать дозатор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экротхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010002509.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010002509.pdf
Сортировка по популярности МСК	9930
Сортировка по популярности РНД	9950

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.