

Дозатор Экохим ОФА-1000

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФА-1000

Дозатор Экохим ОФА-1000 – одноканальный механический прибор фиксированного объёма 1000 мкл. Предназначен для точного объёмного дозирования жидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию, а также применяется в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень – из термопластика (полиэфиркетон), что гарантирует износостойкость и коррозионную стойкость. Эргономичный дизайн, цифровой дисплей объёма и удобный упор для пальца делают работу комфортной, а невысокий вес снижает утомляемость при длительном использовании.

Дозатор полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания, а посадочные конуса для надевания наконечников выполнены из ударо- и химически стойких материалов. Устройство позволяет самостоятельно откалибровать прибор и точно дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 1000 мкл.
- Поршневой механизм для плавного хода и высокой точности дозирования.
- Повышенная химическая стойкость материалов.
- Посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Эргономичный корпус и удобный упор для пальца.
- Лёгкое сбрасывание наконечников и возможность самостоятельной калибровки.
- Полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес снижает утомляемость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса для точного дозирования в узкие и глубокие сосуды.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	полная
Объём дозирования	1000 мкл
Наконечник	1000 мкл
Точность	±0,3 %
Воспроизводимость (СКО)	0,2 %

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 1000 мкл.

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материалы с повышенной химической стойкостью для долговременной эксплуатации.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) обеспечивают износостойкость и устойчивость к коррозии.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает утомляемость при работе.
- Лёгкое сбрасывание наконечников и возможность самостоятельной калибровки.
- Полностью автоклавируемый и легко разбираемый для профилактического обслуживания.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.
- Небольшой вес повышает эффективность и комфорт работы лаборанта.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029670.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029670.pdf
Сортировка по популярности МСК	9950
Сортировка по популярности РНД	9970

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.