

## Дозатор Экохим ОФА-10000

Дозаторы



### Ваша цена

Розница

**8 815 руб.**

Оптовая цена

**8 500 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Дозатор Экохим ОФА-10000

Дозатор Экохим ОФА-10000 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 10000 мкл. Он предназначен для точного и воспроизводимого дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля: микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики и аналитической химии, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм дозатора обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования. Материалы корпуса и внутренних деталей обладают высокой химической стойкостью и износостойкостью. Посадочный конус изготовлен из поливинилфторида, внутренний стержень — из термопластика (полиэфиркетон), что повышает прочность и стойкость к коррозии. Дозатор полностью автоклавируемый, оснащён сбрасывателем наконечников и цифровым дисплеем для отображения объёма дозирования. Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает утомляемость при длительной работе и позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания и может быть самостоятельно откалиброван пользователем. Небольшой вес и удобная форма корпуса делают работу эффективной и комфортной.

### Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 10000 мкл.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Материалы дозатора устойчивы к коррозии и агрессивным химическим веществам.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочные конуса.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца снижает утомляемость при работе.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Простое разборка и профилактическое обслуживание.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	полная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	10 000
Наконечник, мкл	10 000
Точность, %	±0,6
Воспроизводимость (СКО), %	0,2

## Преимущества

- Высокая точность дозирования благодаря надёжному поршневому механизму и фиксированному

объёму 10 000 мкл.

- Полная автоклавируемость корпуса и конусов обеспечивает стерильность и долговечность прибора.
- Износостойкие и химически стойкие материалы корпуса и внутренних деталей.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона устойчивы к агрессивным реагентам.
- Эргономичная конструкция и упор для пальца снижают нагрузку на кисть при длительной работе.
- Лёгкий вес и удобная форма корпуса повышают комфорт оператора.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает быструю и безопасную замену расходных материалов.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для удобного контроля процесса.
- Простая калибровка и возможность самостоятельного обслуживания пользователем.
- Подходит для дозирования жидкостей в узкие и глубокие сосуды без потери точности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Экохим (Экротхим)
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000076370.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000076370.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000076370.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000076370.pdf</a>
<b>Сортировка по популярности МСК</b>	9960
<b>Сортировка по популярности РНД</b>	9980

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.