

Дозатор Экохим ОФА-20

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФА-20

Дозатор Экохим ОФА-20 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 20 мкл, полностью автоклавируемый. Предназначен для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля: микробиология, иммунология, биохимия, генетика, аналитическая химия, а также используется в медицинских учреждениях.

Дозатор оснащён цифровым дисплеем для отображения объёма, поршневым механизмом с плавным ходом, минимальным сопротивлением и высокой воспроизводимостью дозирования. Материалы изделия обладают повышенной химической стойкостью: посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон), обеспечивающий износостойкость и стойкость к коррозии.

Эргономичный дизайн с упором для пальца и небольшим весом снижает утомляемость при длительной работе. Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания, полностью автоклавируемый, подходит для точного дозирования жидкостей в узкие и глубокие сосуды.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 20 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочные конуса.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Цифровой дисплей для контроля объёма дозирования.
- Эргономичный корпус с упором для пальца снижает нагрузку на кисть.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Материалы с высокой химической стойкостью: поливинилфторид и термопластик (полиэфиркетон).
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных частей.
- Компактность и небольшой вес повышают эффективность работы лаборанта.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	Полная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	20
Наконечник, мкл	300, 350
Точность, %	±0,6
Воспроизводимость (СКО), %	0,5

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 20 мкл для точного дозирования биожидкостей и реактивов.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочный конус из поливинилфторида обеспечивают

долговечность и химическую стойкость.

- Поршневой механизм с плавным ходом минимизирует сопротивление и повышает точность дозирования.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) повышает износостойкость и стойкость к коррозии.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает усталость кисти при длительной работе.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных частей.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания и калибровки.
- Компактность и небольшой вес повышают эффективность работы лаборанта.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.
- Цветная маркировка жёлтого цвета облегчает идентификацию дозатора.
- Полностью совместим с наконечниками объёмом 300 и 350 мкл.
- Высокая воспроизводимость дозирования с СКО 0,5 % и точностью $\pm 0,6$ %.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010022620.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022620.pdf
Сортировка по популярности МСК	10710
Сортировка по популярности РНД	10710

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.