

Дозатор Экохим ОФА-200

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФА-200

Дозатор Экохим ОФА-200 – одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 200 мкл с полной автоклавируемостью. Предназначен для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики и аналитической химии, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень – из термопластика (полиэфиркетон), что гарантирует износостойкость и стойкость к коррозии. Дозатор оснащён сбрасывателем наконечников и цифровым дисплеем для отображения объёма дозирования. Эргономичный корпус с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера обеспечивает комфорт при работе и снижает нагрузку на кисть.

Дозатор полностью автоклавируемый и легко разбирается для профилактического обслуживания. Посадочные конуса ударо- и химически стойкие, что позволяет использовать стандартные сменные наконечники. Компактность и малый вес повышают эффективность работы и удобство применения в различных лабораторных условиях.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма.
- Полная автоклавируемость всех посадочных конусов.
- Поршневой механизм с плавным ходом для высокой точности дозирования.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозирования.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца и термопластичной накладкой.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона для износостойкости и стойкости к коррозии.
- Сбрасыватель наконечников для лёгкого извлечения.
- Компактный и лёгкий, снижает нагрузку на кисть при длительной работе.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Подходит для узких и глубоких сосудов благодаря идеальной форме корпуса.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	Полная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	200
Наконечник, мкл	300, 350
Точность, %	±0,4
Воспроизводимость (СКО), %	0,2

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 200 мкл с полной

автоклавируемостью.

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для удобного контроля.
- Эргономичный корпус с упором для пальца снижает нагрузку на кисть при длительной работе.
- Посадочные конуса выполнены из ударо- и химически стойких материалов, полностью автоклавируемые.
- Внутренний стержень из термoplastика (полиэфиркетон) обеспечивает износостойкость и стойкость к коррозии.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных частей.
- Компактный и лёгкий, повышает эффективность работы лаборанта.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экротхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010022532.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022532.pdf
Сортировка по популярности МСК	10700
Сортировка по популярности РНД	10700

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.