

Дозатор Экохим ОФА-50

Дозаторы



Ваша цена

Розница
7 933 руб.

Оптовая цена
7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФА-50

Дозатор Экохим ОФА-50 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 50 мкл, полностью автоклавируемый. Предназначен для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в ряде медицинских учреждений.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материал дозатора обладает повышенной химической стойкостью, посадочный конус выполнен из поливинилфторида, а внутренний стержень — из термoplastика (полиэфиркетон), что обеспечивает прочность, износостойкость и стойкость к коррозии. Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и цифровым дисплеем объёма делает работу менее утомительной и эффективной.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания, оснащён сбрасывателем наконечников и полностью автоклавируемыми посадочными конусами. Устройство позволяет самостоятельно откалибровать прибор и использовать его в широком спектре лабораторных задач.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 50 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочные конуса.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью дозирования.
- Материал с повышенной химической стойкостью; внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Сбрасыватель наконечников для удобного использования.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца.
- Отображение объёма на цифровом дисплее.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Цветная маркировка синего цвета для быстрой идентификации.
- Небольшой вес для снижения усталости при длительной работе.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования	50 мкл
Наконечник	300 мкл, 350 мкл
Точность	± 0,5 %
Воспроизводимость (СКО)	0,3 %
Автоклавируемость	полная
Материал посадочного конуса	поливинилфторид
Материал внутреннего стержня	полиэфиркетон

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объема 50 мкл для точного дозирования проб и реактивов.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочные конуса для максимальной стерильности.
- Поршневой механизм с плавным ходом, обеспечивающий высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материалы с повышенной химической стойкостью, внутренний стержень из полиэфиркетона и посадочный конус из поливинилфторида.
- Сбрасыватель наконечников для легкой и быстрой смены пипеток.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает усталость при длительной работе.
- Цифровой дисплей объема дозирования для удобного контроля и точной настройки.
- Легкая разборка для профилактического обслуживания и чистки.
- Небольшой вес дозатора повышает эффективность работы и комфорт оператора.
- Цветная маркировка синего цвета для быстрой идентификации прибора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029666.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029666.pdf
Сортировка по популярности МСК	9990
Сортировка по популярности РНД	10010

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.