

Дозатор Экохим ОФА-500

Дозаторы

Ваша цена

Розница

7 933 руб.

Оптовая цена

7 650 руб.



Под заказ

НДС не облагается



Описание

Дозатор Экохим ОФА-500

Дозатор Экохим ОФА-500 — одноканальный механический прибор фиксированного объема 500 мкл с полностью автоклавируемой конструкцией. Он предназначен для лабораторий различного профиля: микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также используется в медицинских учреждениях для точного объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов.

Дозатор оснащён цветной маркировкой оранжевого цвета, цифровым дисплеем для отображения объема дозирования и эргономичным корпусом с удобным упором для пальца. Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, а внутренний стержень — из термопластика (полиэфиркетон), что повышает износостойкость и стойкость к коррозии.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания, полностью автоклавируемый, допускает самостоятельную калибровку и обеспечивает удобное дозирование жидкостей в узкие глубокие сосуды. Небольшой вес снижает усталость кисти при длительной работе.

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объема 500 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и конструктивные элементы.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Цифровой дисплей для отображения объема дозирования.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца.
- Посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон).
- Лёгкое сбрасывание наконечников с помощью встроенного сбрасывателя.
- Простота разборки для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес снижает утомляемость при работе.
- Подходит для точного дозирования в узкие и глубокие сосуды.
- Цветная маркировка оранжевого цвета.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования	500 мкл
Объём наконечника	1 000 мкл
Точность	±0,3 %
Воспроизводимость (СКО)	0,2 %
Автоклавируемость	полная
Цветовая маркировка	оранжевый

Комплектация

- Дозатор Экохим ОФА-500.
- Паспорт (свидетельство о поверке) и инструкция по использованию.
- Сменные наконечники.
- Ключ для калибровки.
- Смазка для обслуживания.

Преимущества

- Одноканальный дозатор фиксированного объема 500 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и элементы дозатора.
- Поршневой механизм с плавным ходом обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Цифровой дисплей отображает объем дозирования.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца повышает комфорт работы.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышает прочность и твердость конструкции.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) обеспечивает стойкость к износу и коррозии.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену и обслуживание.
- Легкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес снижает физическую нагрузку на кисть руки при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.
- Цветная маркировка оранжевого цвета облегчает идентификацию дозатора.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Экохим (Экротхим)

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010023647.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023647.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.