

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-100-1000

Дозаторы



Ваша цена

 Розница
 Оптовая цена

 9 696 руб.
 9 350 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-100-1000

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-100-1000 — одноканальный механический дозатор переменного объёма 100 — 1000 мкл. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования биожидкостей, реактивов и проб в лабораторных и медицинских условиях. Частично автоклавируемый, с цветной маркировкой оранжевого цвета, обеспечивает лёгкость и эргономичность работы лаборанта.

Поршневой механизм дозатора обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида для прочности, внутренний стержень — из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости. Дозатор оснащён цифровым дисплеем для отображения объёма и сбрасывателем наконечников для удобного использования.

Эргономичная форма корпуса и специальная термопластичная накладка предотвращают нагрев рук при работе, а небольшой вес снижает утомляемость. Прибор легко разбирается для профилактического обслуживания и может быть откалиброван пользователем.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма.
- Цветная маркировка оранжевого цвета для быстрой идентификации.
- Поршневой механизм с плавным ходом для высокой точности и воспроизводимости дозирования.
- Посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон).
- Сбрасыватель наконечников для удобного использования.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и термопластичной накладкой, не проводящей тепло.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозы.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (стерилизация оси держателя наконечника).
- Небольшой вес и эргономичная форма снижают утомляемость при работе.

Технические характеристики

Характеристика Значение	
Автоклавируемость частичная	
Диапазон дозирования 100 – 1000 мкл	
—————————————————————————————————————	л
Объём наконечника 1000 мкл	
Точность при объёме 100 мкл ±1,5 %	
Точность при объёме 1000 мкл ±1 %	
Воспроизводимость (СКО) при объёме 100 мк.	л < 2 %
Воспроизводимость (СКО) при объёме 1000 м	кл <1%



Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 100 1000 мкл для точного и воспроизводимого дозирования.
- Поршневой механизм с плавным ходом обеспечивает минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) повышают прочность, износостойкость и химическую стойкость.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных материалов.
- Цифровой дисплей отображает установленный объём дозы.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и термопластичной накладкой предотвращает нагрев рук и снижает усталость при длительной работе.
- Частичная автоклавируемость обеспечивает стерилизацию оси держателя наконечника.
- Лёгкая разборка дозатора позволяет проводить профилактическое обслуживание без сложностей.
- Компактность и невысокий вес повышают удобство работы и эффективность лаборанта.
- Возможность самостоятельной калибровки повышает точность дозирования и универсальность использования в различных лабораторных задачах.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.