

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-1000-10000

Дозаторы



Ваша цена

Розница Оптовая цена 11 811 руб. 11 390 руб.



НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-1000-10000

ЭКОХИМ ОП-1-1000-10000 - одноканальный механический дозатор переменного объёма с диапазоном от 1 000 до 10 000 мкл, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораторных и медицинских учреждениях. Устройство обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования объёмов в большом диапазоне.

Поршневой механизм дозатора гарантирует плавный ход и минимальное сопротивление при работе, что снижает нагрузку на кисть оператора и повышает эффективность. Корпус оснащён эргономичным упором для пальца, накладкой из термопластичного эластомера для тепловой изоляции и цветовой маркировкой для удобства использования.

Материалы изделия выдерживают воздействие химических реагентов: посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень — из полиэфиркетона. Прибор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника), что обеспечивает удобство обслуживания и поддержания стерильности.

Технические характеристики

Характеристика3начение
Тип дозатораОдноканальный, механический
Диапазон дозированияот 1 000 до 10 000 мкл
Шаг установки дозы100 мкл
Наконечник10 000 мкл
Точность при 1 000 мкл±1 %
Точность при 10 000 мкл±1 %
Воспроизводимость (СКО)< 1 % (при 1 000 и 10 000 мкл

Автоклавируемостьчастичная

::contentReference[oaicite:0]{index=0}

Преимущества

- Высокая точность дозирования в широком диапазоне от 1 000 до 10 000 мкл.
- Плавный ход поршня и минимальное усилие при работе снижают нагрузку на кисть оператора.
- Эргономичный дизайн корпуса с удобным упором для пальца и теплоизоляционной накладкой.
- Химическая стойкость материалов к основным лабораторным реагентам.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона обеспечивают долговечность и надежность.
- Цветовая маркировка для удобства идентификации диапазона дозирования.
- Частичная автоклавируемость позволяет поддерживать стерильность рабочих частей.
- Высокая воспроизводимость результатов при многократных операциях дозирования.



- Простое обслуживание и совместимость с универсальными наконечниками объёмом 10 000 мкл.
- Соответствие требованиям к точности и повторяемости дозирования в лабораторной практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.