

Дозатор Экохим ОП-1-1000-10000

Дозаторы

Ваша цена

Розница
11 811 руб.

Оптовая цена
11 390 руб.



Под заказ

НДС не облагается



Описание

Дозатор Экохим ОП-1-1000-10000

Экохим ОП-1-1000-10000 — одноканальный механический дозатор переменного объёма с диапазоном от 1 000 до 10 000 мкл, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораторных и медицинских учреждениях. Устройство обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования объёмов в большом диапазоне.

Поршневой механизм дозатора гарантирует плавный ход и минимальное сопротивление при работе, что снижает нагрузку на кисть оператора и повышает эффективность. Корпус оснащён эргономичным упором для пальца, накладкой из термопластичного эластомера для тепловой изоляции и цветовой маркировкой для удобства использования.

Материалы изделия выдерживают воздействие химических реагентов: посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень — из полиэфиркетона. Прибор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника), что обеспечивает удобство обслуживания и поддержания стерильности.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип дозатора | Одноканальный, механический |
| Диапазон дозирования | от 1 000 до 10 000 мкл |
| Шаг установки дозы | 100 мкл |
| Наконечник | 10 000 мкл |
| Точность при 1 000 мкл | ±1 % |
| Точность при 10 000 мкл | ±1 % |
| Воспроизводимость (СКО) | < 1 % (при 1 000 и 10 000 мкл) |
| Автоклавируемость | частичная |

Преимущества

- Высокая точность дозирования в широком диапазоне от 1 000 до 10 000 мкл.
- Плавный ход поршня и минимальное усилие при работе снижают нагрузку на кисть оператора.
- Эргономичный дизайн корпуса с удобным упором для пальца и теплоизоляционной накладкой.
- Химическая стойкость материалов к основным лабораторным реагентам.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона обеспечивают долговечность и надёжность.
- Цветовая маркировка для удобства идентификации диапазона дозирования.
- Частичная автоклавируемость позволяет поддерживать стерильность рабочих частей.
- Высокая воспроизводимость результатов при многократных операциях дозирования.
- Простое обслуживание и совместимость с универсальными наконечниками объёмом 10 000 мкл.
- Соответствие требованиям к точности и повторяемости дозирования в лабораторной практике.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------------------|--|
| Бренд | Экохим (Экросхим) |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000026014.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026014.pdf |
| Сортировка по популярности МСК | 9700 |
| Сортировка по популярности РНД | 9720 |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.