

Дозатор Экохим ОПА-10-100

Дозаторы



Ваша цена

Розница
11 988 руб.

Оптовая цена
11 560 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОПА-10-100

Дозатор Экохим ОПА-10-100 – одноканальный механический дозатор переменного объема 10 – 100 мкл с цифровым индикатором. Он предназначен для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля.

Дозатор применяется в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях для точного и воспроизводимого дозирования жидкостей.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и минимальное сопротивление, повышая точность и воспроизводимость дозирования. Корпус эргономичной формы с удобным упором для пальца облегчает работу и снижает утомляемость кисти. Дозатор полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания, а посадочные конуса изготовлены из ударо- и химически стойких материалов.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объема 10 – 100 мкл.
- Цифровой индикатор отображает объем дозирования.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Эргономичная форма корпуса с удобным упором для пальца.
- Легкое сбрасывание наконечников.
- Полная автоклавируемость и простота разборки для обслуживания.
- Посадочные конуса из ударо- и химически стойких материалов.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Небольшой вес снижает утомляемость кисти при длительной работе.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	полная
Диапазон дозирования	10 – 100 мкл
Шаг установки дозы	0,5 мкл
Объем наконечника	200, 300 мкл
Точность при объеме 10 мкл	±2,5 %
Точность при объеме 100 мкл	±1,5 %
Воспроизводимость при объеме 10 мкл	<3 %
Воспроизводимость при объеме 100 мкл	<1,5 %

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объема 10 – 100 мкл.

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Цифровой индикатор отображает объём дозы.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца облегчает работу.
- Посадочные конуса из ударо- и химически стойких материалов.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Полная автоклавируемость и простота разборки для профилактического обслуживания.
- Материалы с повышенной химической стойкостью и износоустойчивостью.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес снижает утомляемость кисти при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.
- Высокая воспроизводимость дозирования при повторных измерениях.
- Надёжность и долговечность при интенсивной лабораторной эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экротхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000032178.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032178.pdf
Сортировка по популярности МСК	9770
Сортировка по популярности РНД	9790

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.