

Дозатор Экохим ОПА-2-20

Дозаторы



Ваша цена

Розница
13 045 руб.

Оптовая цена
12 580 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОПА-2-20

Дозатор Экохим ОПА-2-20 – одноканальный механический прибор переменного объёма для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля. Он предназначен для работы с микробиологическими, иммунологическими, биохимическими, генетическими и аналитическими пробами, а также применяется в медицинских учреждениях для объёмного дозирования биожидкостей и реактивов.

Дозатор оснащён поршневым механизмом для плавного хода и высокой точности дозирования. Материал корпуса обладает повышенной химической стойкостью, посадочный конус выполнен из поливинилфторида для дополнительной прочности, внутренний стержень – из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости и стойкости к коррозии. Объём дозирования отображается на цифровом индикаторе, прибор легко разбирается для профилактического обслуживания и полностью автоклавируемый.

Эргономичный дизайн и небольшой вес дозатора снижают физическую нагрузку на руку лаборанта и обеспечивают удобство при работе с узкими и глубокими сосудами. Функциональность прибора позволяет самостоятельно калибровать дозатор и обеспечивает точность и воспроизводимость дозирования.

Особенности

- Одноканальный дозатор переменного объёма 2 – 20 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и конус для наконечников.
- Цветная маркировка красного цвета.
- Поршневой механизм для плавного хода и точного дозирования.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида для прочности и твёрдости.
- Эргономичный дизайн и удобный упор для пальца.
- Цифровой индикатор объёма дозирования.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Простое разборное устройство для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес для снижения усталости при длительной работе.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	полная
Диапазон дозирования (тестируемый объём), мкл	2 – 20
Шаг (дискретность установки дозы), мкл	0,1
Наконечник, мкл	10, 20
Точность, %	±8 (при объёме 2 мкл); ±2 (при объёме 20 мкл)
Воспроизводимость (СКО), %	<6 (при объёме 2 мкл); <3 (при объёме 20 мкл)

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 2 – 20 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и конус для наконечников.
- Цифровой индикатор объёма для удобного контроля дозирования.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для повышенной износостойкости и коррозионной стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида для прочности и твёрдости.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца снижает усталость при длительной работе.
- Лёгкое сбрасывание наконечников для повышения скорости работы.
- Простое разборное устройство для профилактического обслуживания и чистки.
- Небольшой вес делает работу менее утомительной и повышает эффективность лабораторного процесса.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора обеспечивает точность и долговечность прибора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010022338.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022338.pdf
Сортировка по популярности МСК	9760
Сортировка по популярности РНД	9780

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.