

Дозатор электронный Ленпипет НОВУС 5-50 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница

33 529 руб.

Оптовая цена

32 497 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

В наличии

НДС не облагается

Описание

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 5–50 мкл

Ленпипет НОВУС 5–50 мкл — электронный дозатор, объединяющий лёгкость механических дозаторов и точность электронных устройств. Предназначен для дозирования малых объёмов жидкостей, вязких веществ и смешивания.

Моторизованное дозирование снижает нагрузку на кисть руки, уменьшает риск хронических травм при повторяющихся движениях и обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов исследований GLP.

Дозатор оснащён русифицированным меню с подсветкой ЖК-дисплея, позволяющим легко выбрать один из 10 режимов работы и 9 скоростей дозирования. Удобное расположение операционной кнопки обеспечивает естественное положение руки и лёгкость управления.

Эргономичный корпус с регулируемым упором для пальца, поворачивающимся на 120°, позволяет долго работать без утомления. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 000 дозирования без подзарядки.

Дозатор легко обслуживается и перекалибровывается, нижняя часть автоклавируется для соблюдения стерильности и предотвращения перекрёстной контаминации. Персонализация позволяет сохранять имя пользователя и до 9 самых часто используемых режимов.

Особенности

- Электронное моторизованное дозирование малых объёмов.
- Русифицированное меню с 10 режимами и 9 скоростями дозирования.
- Подсветка ЖК-дисплея для комфортной работы при любой освещённости.
- Эргономичный корпус с регулируемым упором для пальца (120°).
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости до 4 000 дозирования без подзарядки.
- Персонализация пользователя и сохранение часто используемых режимов.
- Простая перекалибровка и автоклавирование нижней части для стерильности.
- Подходит для одноканальных и многоканальных моделей, включая 16-канальные для 384-луночных планшетов.

Технические характеристики

Наименование	Объём, мкл	Точность, мкл	Наконечники
НОВУС 5-50 мкл, арт. 4620032	5-50	±0,40 – ±1,15	250 Универсальный,
200 Удлиненный			

Преимущества

- Электронный моторизованный дозатор снижает нагрузку на кисть руки и уменьшает риск хронических травм при повторяющихся движениях.
- Русифицированное меню с подсветкой ЖК-дисплея облегчает обучение, программирование и использование.

- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора и выдачи жидкости позволяют выполнять широкий спектр лабораторных операций.
- Удобное расположение операционной кнопки обеспечивает естественное положение руки и лёгкость управления.
- Эргономичный корпус с регулируемым упором для пальца (120°) повышает комфорт длительной работы.
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости позволяет производить до 4 000 дозирования без подзарядки.
- Персонализация пользователя и возможность сохранять до 9 самых используемых режимов.
- Простое обслуживание и перекалибровка для поддержания высокой точности на протяжении всего срока эксплуатации.
- Возможность автоклавирования нижней части дозатора для соблюдения стерильности и предотвращения перекрёстной контаминации.
- Совместимость с одноканальными и многоканальными моделями, включая 16-канальные для 384-луночных планшетов.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031801.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.