

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница

10 820 руб.

Оптовая цена

10 479 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мкл — одноканальный механический прибор переменного объёма, обеспечивающий высокую точность и надёжность дозирования. Серия ЛАЙТ сочетает современный дизайн, эргономику и функциональность, что делает работу в лаборатории комфортной и эффективной.

Дозатор оборудован автономным модульным механизмом регулировки объёма (AVG) для повышения точности и воспроизводимости. Новая конструкция оперативной кнопки позволяет избежать случайного изменения установленного объёма, а нижняя часть фиксирует точную настройку. Корпус термоизолирован, что защищает точность от нагрева руки оператора. Для визуального контроля объёма предусмотрен крупный контрастный индикатор с местом для идентификационных ярлычков.

Дозатор подходит для работы с различными типами наконечников: универсальными на 250 мкл и удлинёнными на 200 мкл. Цветовая кодировка кнопки и рукоятки облегчает выбор подходящего наконечника.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма.
- Модульный механизм AVG для точной установки объёма.
- Термоизоляция корпуса защищает точность дозирования.
- Крупный контрастный индикатор для визуального контроля объёма.
- Нижняя часть кнопки фиксирует установленный объём, верхняя предотвращает случайные изменения.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на мышцы и сухожилия руки.
- Цветовая кодировка для быстрого подбора наконечника.
- Подходит для универсальных и удлинённых наконечников.
- Соответствует современным требованиям лабораторной работы.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мкл, арт. 4640012
Объём, мкл	1-10
Точность, мкл	10 мкл – $\pm 0,1$; 1 мкл – $\pm 0,035$
Наконечник, мкл	250 универсальный; 200 удлинённый

Преимущества

- Высокая точность дозирования благодаря модульному механизму AVG.
- Одноканальный переменный объём от 1 до 10 мкл.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на руку и предотвращает профессиональное перенапряжение.
-

- Термоизоляция корпуса обеспечивает стабильность точности дозирования.
- Крупный контрастный индикатор облегчает визуальный контроль установленного объема.
 - Нижняя часть кнопки фиксирует объем, верхняя предотвращает случайное изменение.
 - Совместимость с универсальными и удлиненными наконечниками (250 мкл и 200 мкл).
 - Цветовая кодировка для быстрого подбора подходящего наконечника.
 - Простота и надёжность эксплуатации в лабораторных условиях.
 - Соответствие современным требованиям точного лабораторного дозирования.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034354.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.