

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мл

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мл – одноканальный механический дозатор с переменным объемом, предназначенный для точного и надежного дозирования жидкостей в лабораторной практике. Серия «ЛАЙТ» сочетает новый дизайн, эргономику и функциональность, обеспечивая высокий уровень точности и воспроизводимости дозирования.

Дозатор оснащён усовершенствованным механизмом установки объема (AVG) с автономным модульным механизмом регулировки, позволяющим установить объем дозирования с наименьшим шагом. Корпус дозатора термоизолирован, что повышает стабильность работы и комфорт оператора. Большой контрастный чёрно-белый индикатор облегчает считывание установленного объема, а рядом предусмотрено место для идентификационных ярлычков.

Эргономичная конструкция и легкость дозирования значительно уменьшают напряжение мышц и сухожилий руки, предотвращая профессиональные травмы. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение объема, при этом нижняя часть обеспечивает точную установку. Дозатор также оснащён механизмом супервыталкивания жидкости, поддерживает различные типы наконечников и цветовую кодировку для удобства работы.

Особенности

- Одноканальный дозатор с переменным объемом от 1 до 10 мл.
- Автономный модуль регулировки объема (AVG) для высокой точности и воспроизводимости.
- Термоизолированный корпус для стабильной работы.
- Большой четкий чёрно-белый индикатор с местом для идентификационных ярлычков.
- Эргономичная конструкция снижает нагрузку на мышцы и сухожилия руки.
- Верхняя часть кнопки вращается, предотвращая случайное изменение объема, нижняя обеспечивает точность.
- Механизм супервыталкивания жидкости.
- Поддержка различных типов наконечников и цветовая кодировка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мл, арт. 4640072
Объём, мкл	1 000 – 10 000
Точность при максимальном объёме, мкл	10 000 мкл ± 50,0
Точность при минимальном объёме, мкл	1 000 мкл ± 20,0
Наконечник, мкл	1 000, 10 000 удлинённый

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор с переменным объемом от 1 до 10 мл.
- Автономный модуль регулировки объема (AVG) для высокой точности и воспроизводимости

дозирования.

- Термоизолированный корпус обеспечивает стабильность работы и комфорт оператора.
- Большой чёрно-белый дисплей с крупными цифрами для удобного считывания установленного объёма.
- Эргономичная конструкция снижает нагрузку на мышцы и сухожилия руки при длительной работе.
- Верхняя часть операционной кнопки вращается, предотвращая случайное изменение объёма, нижняя часть обеспечивает точную установку.
- Механизм супервыталкивания жидкости для точного и быстрого дозирования.
- Поддержка различных типов наконечников и цветовая кодировка для удобства работы с разными объёмами.
- Простой и надёжный дизайн повышает комфортность рутинной лабораторной работы.
- Современный дизайн и удобство эксплуатации в лабораториях любого типа.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034357.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.