

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 10-100 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница

12 462 руб.

Оптовая цена

12 066 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 10–100 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 10–100 мкл — одноканальный механический дозатор переменного объёма, предназначенный для точного и надёжного дозирования жидких реагентов. Серия ЛАЙТ сочетает новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет достичь высокой точности и воспроизводимости дозирования.

Дозатор оборудован усовершенствованным автономным модульным механизмом регулировки объёма дозирования (AVG) с термоизоляцией от корпуса, что повышает точность и предотвращает влияние температуры руки на измеряемый объём. Для удобства работы установлен большой контрастный индикатор с крупными цифрами, рядом с которым предусмотрено место для идентификационных ярлычков.

Эргономичная рукоятка и лёгкость дозирования снижают напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращают риск профессиональной «травмы от постоянного напряжения». Верхняя часть оперативной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объёма, а нижняя часть остаётся неподвижной, обеспечивая точность установки объёма. Дозатор подходит для одноканальных и многоканальных вариантов, переменного и фиксированного объёма, имеет удобную цветовую кодировку на кнопке и корпусе для быстрого подбора наконечника.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 10–100 мкл, арт. 4640042
Объём	10–100 мкл
Точность	100 мкл – $\pm 0,8$ мкл, 10 мкл – $\pm 0,3$ мкл
Наконечник	250 универсальный, 200 удлинённый
Тип	1-канальный, механический, переменный объём

Преимущества

- Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования (AVG) с термоизоляцией.
- Большой контрастный индикатор для удобного считывания установленного объёма.
- Эргономичная рукоятка снижает напряжение мышц и сухожилий руки.
- Верхняя часть оперативной кнопки предотвращает случайное изменение объёма.
- Механизм супервыталкивания жидкости обеспечивает высокую точность дозирования микродоз.
- Подходит для одноканальных и многоканальных вариантов, переменного и фиксированного объёма.
- Цветовая кодировка на кнопке и корпусе облегчает поиск нужного наконечника.
- Повышенная точность и воспроизводимость дозирования с минимальным шагом установки объёма.
- Лёгкость эксплуатации и удобство при рутинной лабораторной работе.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032783.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.