

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5-50 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница

10 820 руб.

Оптовая цена

10 479 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл — одноканальный механический дозатор переменного объёма, предназначенный для точного и надёжного дозирования микродоз реагентов. Серия «ЛАЙТ» сочетает новый дизайн, эргономику и функциональность, обеспечивая удобство работы и высокую точность лабораторных операций.

Дозатор оснащён усовершенствованным механизмом установки объёма (AVG) с термоизоляцией от корпуса, большим контрастным индикатор для удобного считывания значения объёма, эргономичной рукояткой и конструкцией операционной кнопки, предотвращающей случайное изменение установленного объёма. Механизм «супервыталкивания» жидкости гарантирует точность и воспроизводимость дозирования микродоз.

Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл совместим с универсальными и удлинёнными наконечниками, подходит для повседневной работы в лабораториях, обеспечивая комфорт и снижение мышечного напряжения у оператора.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма.
- Усовершенствованный механизм установки объёма (AVG) с точной регулировкой.
- Термоизоляция от корпуса дозатора для стабильности объёма.
- Большой чёткий контрастный индикатор с местом для идентификационных ярлычков.
- Эргономичная рукоятка и лёгкость дозирования для снижения мышечного напряжения.
- Конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение объёма.
- Механизм «супервыталкивания» жидкости для высокой точности дозирования.
- Совместимость с универсальными и удлинёнными наконечниками (250 и 200 мкл).
- Доступность одноканальных и многоканальных вариантов дозаторов.
- Цветовая кодировка для облегчения подбора наконечника.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл, арт. 4640092
Объём, мкл	5–50
Точность, мкл	50 мкл – $\pm 0,3$; 5 мкл – $\pm 0,15$
Наконечник, мкл	250 универсальный, 200 удлинённый

Преимущества

- Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования (AVG) с термоизоляцией от корпуса.
- Большой контрастный чёрно-белый индикатор для удобного считывания объёма.
- Эргономичная рукоятка и лёгкость дозирования снижают напряжение мышц и сухожилий руки.
- Новая конструкция оперативной кнопки предотвращает случайное изменение установленного

объёма.

- Механизм «супервыталкивания» жидкости обеспечивает высокую точность дозирования микродоз реагентов.
- Подходит для одноканальных и многоканальных вариантов, переменного и фиксированного объёма.
- Цветовая кодировка на кнопке и корпусе облегчает поиск нужного наконечника.
- Повышенная точность и воспроизводимость дозирования с минимальным шагом установки объёма.
- Лёгкость в эксплуатации, подходит для рутинной работы в лаборатории.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032782.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.