

Дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

Описание

Дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл

Дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл — электронный 8-канальный дозатор с русифицированным меню, сочетающий лёгкий вес, эргономичный дизайн и точность воспроизводимого дозирования. Предназначен для работы с вязкими жидкостями, малым объёмом и для смешивания веществ в лабораторных условиях.

Моторизованное дозирование уменьшает нагрузку на кисть руки, снижает риск хронических травм при повторяющихся операциях, а сохранение программ и мониторинг количества шагов пипетирования обеспечивают целостность данных в соответствии с требованиями GLP.

Уникальное расположение операционной кнопки позволяет работать указательным пальцем, сохраняя естественное положение руки. Подсветка дисплея повышает читаемость информации при любом освещении, а регулируемый упор для пальца может поворачиваться на 120°.

Встроенный литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает до 4 000 дозирования без подзарядки. Ленпипет НОВУС 30-300 мкл легко перекалибруется, допускается автоклавирование нижней части дозатора, а также персонализация имени пользователя и сохранение до 9 режимов.

Особенности

- Электронный 8-канальный дозатор с русифицированным меню.
- Моторизованное дозирование снижает нагрузку на руку.
- Уникальная операционная кнопка для работы указательным пальцем.
- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/выдачи жидкости.
- Подсветка дисплея для удобного считывания информации.
- Эргономичный корпус с лёгким весом и регулируемым упором для пальца.
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости на 4 000 дозирования.
- Возможность автоклавирования нижней части дозатора.
- Персонализация имени пользователя и сохранение 9 часто используемых режимов.
- Рекомендовано использование оригинальных наконечников Thermo Fisher Scientific.

Технические характеристики

Наименование	Объём, мкл	Точность, мкл	Наконечник, мкл
Ленпипет НОВУС 30-300 мкл (8 каналов), арт. 4630042	30 – 300	30 – ±3,0	30 – ±0,3

Преимущества

- Электронный 8-канальный дозатор с русифицированным меню.
- Моторизованное дозирование снижает нагрузку на руку и уменьшает риск хронических травм при повторяющихся движениях.
- Уникальная операционная кнопка позволяет работать указательным пальцем, сохраняя естественное положение кисти.
- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/выдачи жидкости.

- Подсветка дисплея обеспечивает удобное считывание информации при любой освещённости.
- Эргономичный корпус с лёгким весом и регулируемым упором для пальца, поворотным на 120 °.
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает до 4 000 дозирования без подзарядки.
- Возможность автоклавирующей нижней части дозатора для соблюдения стерильности и во избежание перекрёстной контаминации.
- Персонализация имени пользователя и сохранение до 9 самых используемых режимов.
- Простота калибровки и обслуживания для поддержания высокой точности и воспроизводимости дозирования.
- Рекомендовано использование оригинальных наконечников Thermo Fisher Scientific для надёжного результата дозирования.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031804.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.