

## Душ-фонтан для промывки глаз Runwangda WJH1355-4

Сантехнические принадлежности для лабораторий



### Ваша цена

Розница  
**7 432 руб.**

Оптовая цена  
**7 134 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Душ-фонтан для промывки глаз Runwangda WJH1355-4

Душ для промывки глаз Runwangda WJH1355-4 выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Лейки закрыты специальными пылезащитными колпачками. Переключатель с автоматической блокировкой удобен использования без помощи рук – нужно один раз нажать на кнопку.

Душ можно закрепить на мойке или на стене. Угол наклона: 45°. Расстояние между центрами леек примерно 10 см.

Длина шланга подачи воды: 1,5 м. Максимальное давление воды на входе: 7 бар.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Runwangda
Страна бренда	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.