

Двенадцатиканальный электрокардиограф Contec ECG1200G

Электрокардиографы



Ваша цена

Розница

101 200 руб.

Оптовая цена

95 533 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество каналов: 12

Описание

Электрокардиограф Contec ECG1200G

Двенадцатиканальный электрокардиограф Contec ECG1200G — диагностическое устройство для одновременной регистрации 12 отведений ЭКГ и печати результатов на термобумаге. Предназначен для использования в клинической практике с целью оценки электрической активности сердца, выявления нарушений ритма и проведения функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы.

Прибор поддерживает автоматический и ручной режимы работы, выполняет автоматическое измерение и анализ параметров ЭКГ, а также обеспечивает оповещение об отсоединении электродов и отсутствии бумаги. Оснащён цветным ЖК-дисплеем высокого разрешения и встроенной памятью для хранения более 1000 записей пациентов.

Contec ECG1200G может работать как от сети переменного тока, так и от встроенного литиевого аккумулятора, что обеспечивает мобильность и возможность применения в стационарных и выездных условиях.

Особенности

- Одновременная регистрация 12 каналов ЭКГ для ускоренной диагностики.
- Цветной ЖК-дисплей высокого разрешения 800 × 600 точек для отображения сигнала в реальном времени.
- Автоматическая диагностика и измерение основных параметров сердечной деятельности.
- Встроенная память на более чем 1 000 записей ЭКГ.
- Поддержка автоматического и ручного режимов печати.
- Термопечать на бумаге шириной 210 мм с высокой точностью регистрации сигнала.
- Надёжная фильтрация помех (АС, ЭМГ, дрейф базовой линии) для повышения качества сигнала.
- Работа от сети переменного тока и встроенного литиевого аккумулятора.
- Сенсорное и кнопочное управление для удобной настройки параметров.
- Оповещение об отсоединении электродов и отсутствии бумаги.

Противопоказания и ограничения

- Индивидуальная аллергия на материалы электродов.
- Не использовать при внутрисердечной регистрации ЭКГ.
- Не применять в условиях совместной работы с высокочастотным хирургическим оборудованием.
- Не использовать как монитор жизненно важных функций.
- Не предназначен для транспортной регистрации пациента.

Комплект поставки

- Электрокардиограф Contec ECG1200G.
- Кабель ЭКГ.
- Грудные электроды (6 шт.).
- Электроды-зажимы (4 шт.).
- Сетевой кабель.
- Программное обеспечение.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая температура	от +5 до +35 °С
Относительная влажность	≤80%
Дисплей	цветной ЖК, 800 × 600 точек
Скорость записи	5–50 мм/с (ручной режим), 25 или 50 мм/с (авто)
Размер бумаги	210 мм × 20 м, термобумага
Память	более 1 000 записей ЭКГ
Класс безопасности	I, CF (защита от импульсов дефибриллятора)

Преимущества

- Одновременная регистрация 12 каналов ЭКГ для ускоренной и более точной диагностики сердечной деятельности.
- Автоматический анализ и измерение основных параметров ЭКГ с формированием диагностического заключения.
- Цветной ЖК-дисплей 800 × 600 точек для наглядного отображения сигнала в реальном времени.
- Поддержка автоматического и ручного режимов записи для различных клинических задач.
- Встроенная память на более чем 1 000 записей ЭКГ для хранения и последующего анализа данных пациентов.
- Высококачественная термопечать на бумаге шириной 210 мм с чёткой и стабильной регистрацией сигнала.
- Надёжная фильтрация помех (АС, ЭМГ, дрейф базовой линии) для повышения точности диагностики.
- Возможность работы от сети переменного тока и встроенного литиевого аккумулятора для мобильности и автономности.
- Оповещение об отсоединении электродов и отсутствии бумаги для предотвращения ошибок в работе.
- Интуитивное управление с сочетанием кнопочной панели и сенсорных элементов.
- Компактное исполнение и удобство использования в условиях ограниченного пространства медицинского кабинета.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010040424.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040424.pdf
Количество каналов	12
Габариты, мм	340×320×85
Вес, кг	3.2
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 150

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.