

## Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1500 КГ

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**80 860 руб.**

Оптовая цена  
**77 626 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВд-1500 КГ

ШВд-1500 КГ — двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, предназначенный для безопасной работы с химическими, биологическими и токсичными веществами. Столешница из керамогранита влагостойкая, термоустойчивая и устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, что делает шкаф практичным решением для большинства лабораторий.

Рабочая зона закрывается двумя подъёмными рамами с противовесом. Высота поднятого стекла составляет 510 мм, общая высота шкафа при поднятом стекле — 2 470 мм. Две зоны вытяжки обеспечивают эффективное удаление вредных испарений: купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции — 150 мм. Рабочая зона освещается встроенной светодиодной лампой, рядом расположены две розетки (одна с заземлением), максимальная нагрузка — 1,5 кВт.

Основание шкафа выполнено на цельносварном металлическом каркасе с порошковой окраской, боковые панели — ЛДСП 16 мм с ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте от 0 до 2 см, что позволяет установить шкаф даже на неровном полу. Высота рабочей поверхности от пола — 85 см, что удобно для работы как сидя, так и стоя.

ШВд-1500 КГ применяется при работе с токсичными и вредными летучими материалами, чистыми веществами, при растворении или разложении под температурной обработкой, анализе проб и других лабораторных операциях. Серия «Стандарт» подходит для лабораторий широкого профиля: предприятия пищевой и лёгкой промышленности, учебные и научные учреждения, школы, центры контроля качества, медицинские организации.

### Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Две подъёмные рамы с противовесом для безопасного доступа к рабочей зоне.
- Эффективная вытяжка на уровне столешницы и купола бокса.
- Встроенное светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу.
- Бортик из алюминия для защиты от проливаний.
- Прочный металлический каркас с порошковой окраской и боковые панели из ЛДСП.
- Высота рабочей поверхности 85 см, удобна для работы сидя и стоя.
- Универсальное использование в лабораториях широкого профиля.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 465 × 615 × 1 070 мм
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)

## Преимущества

Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВд-1500 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым элементом современной лаборатории:

- Столешница из керамогранитной плитки — практичное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий, а также учебных практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Компактные габариты позволяют устанавливать шкаф даже в небольших помещениях.
- Удобство работы сидя и стоя: высота рабочей поверхности от пола — 85 см.
- Две подъёмные рамы с противовесом обеспечивают безопасный доступ к рабочей зоне.
- Эффективная вытяжка на уровне столешницы и купола бокса защищает от воздействия вредных испарений.
- Встроенное светодиодное освещение рабочей зоны обеспечивает комфортную видимость при работе.
- Две розетки, одна с заземлением, позволяют подключать лабораторное оборудование непосредственно к шкафу.
- Регулируемые ножки компенсируют неровности пола и обеспечивают устойчивость шкафа.
- Прочный металлический каркас и панели из ЛДСП гарантируют долговечность конструкции.

ШВд-1500 КГ обеспечивает безопасное и комфортное проведение лабораторных процедур, сочетая надёжность, эргономику и универсальность использования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КОРСА
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031625.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031625.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031625.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031625.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	1 505 × 703 × 1 960
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	не более 7
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.