

Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1500 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
80 860 руб.

Оптовая цена
77 626 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВд-1500 КГ

ШВд-1500 КГ — двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, предназначенный для безопасной работы с химическими, биологическими и токсичными веществами. Столешница из керамогранита влагостойкая, термоустойчивая и устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, что делает шкаф практичным решением для большинства лабораторий.

Рабочая зона закрывается двумя подъёмными рамами с противовесом. Высота поднятого стекла составляет 510 мм, общая высота шкафа при поднятом стекле — 2 470 мм. Две зоны вытяжки обеспечивают эффективное удаление вредных испарений: купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции — 150 мм. Рабочая зона освещается встроенной светодиодной лампой, рядом расположены две розетки (одна с заземлением), максимальная нагрузка — 1,5 кВт.

Основание шкафа выполнено на цельносварном металлическом каркасе с порошковой окраской, боковые панели — ЛДСП 16 мм с ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте от 0 до 2 см, что позволяет установить шкаф даже на неровном полу. Высота рабочей поверхности от пола — 85 см, что удобно для работы как сидя, так и стоя.

ШВд-1500 КГ применяется при работе с токсичными и вредными летучими материалами, чистыми веществами, при растворении или разложении под температурной обработкой, анализе проб и других лабораторных операциях. Серия «Стандарт» подходит для лабораторий широкого профиля: предприятия пищевой и лёгкой промышленности, учебные и научные учреждения, школы, центры контроля качества, медицинские организации.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Две подъёмные рамы с противовесом для безопасного доступа к рабочей зоне.
- Эффективная вытяжка на уровне столешницы и купола бокса.
- Встроенное светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу.
- Бортик из алюминия для защиты от проливаний.
- Прочный металлический каркас с порошковой окраской и боковые панели из ЛДСП.
- Высота рабочей поверхности 85 см, удобна для работы сидя и стоя.
- Универсальное использование в лабораториях широкого профиля.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 465 × 615 × 1 070 мм
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)

Преимущества

Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВд-1500 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым элементом современной лаборатории:

- Столешница из керамогранитной плитки — практичное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий, а также учебных практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Компактные габариты позволяют устанавливать шкаф даже в небольших помещениях.
- Удобство работы сидя и стоя: высота рабочей поверхности от пола — 85 см.
- Две подъёмные рамы с противовесом обеспечивают безопасный доступ к рабочей зоне.
- Эффективная вытяжка на уровне столешницы и купола бокса защищает от воздействия вредных испарений.
- Встроенное светодиодное освещение рабочей зоны обеспечивает комфортную видимость при работе.
- Две розетки, одна с заземлением, позволяют подключать лабораторное оборудование непосредственно к шкафу.
- Регулируемые ножки компенсируют неровности пола и обеспечивают устойчивость шкафа.
- Прочный металлический каркас и панели из ЛДСП гарантируют долговечность конструкции.

ШВд-1500 КГ обеспечивает безопасное и комфортное проведение лабораторных процедур, сочетая надёжность, эргономику и универсальность использования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031625.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031625.pdf
Габариты, мм	1 505 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.