

Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ-С

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
106 675 руб.

Оптовая цена
102 407 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и с сантехникой Теолаб ШВд-1800 КГ-С

ШВд-1800 КГ-С — большой двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, оснащённый латунным краном с антикоррозионным покрытием и небольшой встроенной раковиной из полипропилена. Он предназначен для работы с токсичными и вредными летучими материалами, чистыми реагентами, при растворении или разложении веществ под температурной обработкой, а также для анализа проб и других лабораторных операций.

Шкаф обеспечивает безопасную рабочую зону, защиту персонала от воздействия вредных паров и аэрозолей и создаёт комфортные условия для длительной работы в лаборатории.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к высоким температурам, кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Специальный алюминиевый бортик высотой 5 мм для защиты от проливаний.
- Две подъёмные рамы с противовесом, высота поднятого стекла 510 мм.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы.
- Встроенная светодиодная лампа для освещения рабочей зоны, выключатель рядом с розетками.
- Две розетки, одна с заземлением, степень защиты IP20, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Цельносварной металлический каркас основания с порошковой окраской.
- Боковые ламинированные панели ЛДСП 16 мм, окантованы ПВХ-кромкой 2 мм.
- Регулируемые ножки от 0 до 2 см для установки на неровный пол.
- Высота рабочей поверхности от пола 85 см, удобно работать сидя или стоя.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Большой размер шкафа позволяет организовать два полноценных рабочих места.

Сантехника

Небольшая раковина-слив выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр составляет 135 мм, глубина 110 мм.

Кран для холодной воды изготовлен из латуни с эпоксидно-полиэфирным покрытием, что обеспечивает надёжность и стойкость к коррозии.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В), мм	1 765 × 615 × 1 070
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом, мм	2 470
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции, мм	150
Розетки	2 (одна с заземлением)

Преимущества

Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ-С обладает рядом преимуществ, которые делают его оптимальным выбором для лабораторий различного профиля:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий и учебных практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Большой размер шкафа позволяет организовать два полноценные рабочих места, обеспечивая удобство работы нескольких специалистов одновременно.
- Удобно работать сидя или стоя – высота рабочей поверхности от пола составляет 85 см, что обеспечивает эргономику и комфорт во время длительной работы.
- Две подъёмные рамы с противовесом обеспечивают лёгкое открытие и закрытие рабочей зоны, защищая пользователя от вредных паров.
- Встроенная сантехника: латунный кран с антикоррозионным покрытием и раковина-слив из полипропилена обеспечивают удобство работы с жидкими веществами и растворами.
- Две зоны вытяжки – на уровне столешницы и купол вытяжного бокса – повышают безопасность при работе с токсичными и летучими веществами.
- Освещение рабочей зоны светодиодной лампой и наличие розеток, одна из которых с заземлением, делают рабочее место функциональным и безопасным.
- Регулируемые ножки и цельносварной металлический каркас основания обеспечивают стабильность и возможность установки на неровный пол.

Шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ-С является надёжным и эргономичным решением для современных лабораторий, сочетая долговечность, функциональность и комфорт при работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1 805 × 703 × 1 960
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.