

## Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**103 128 руб.**

Оптовая цена  
**99 003 руб.**



В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВд-1800 КГ

Теолаб ШВд-1800 КГ – двухрамный вытяжной шкаф с рабочей столешницей из керамогранитной плитки. Предназначен для безопасного размещения высокотемпературного лабораторного оборудования, включая сушильные шкафы, муфельные печи и другие приборы, выделяющие тепло и потенциально опасные испарения.

Шкаф обеспечивает надёжную защиту рабочей зоны, эффективную вентиляцию и удобство эксплуатации, благодаря чему подходит для лабораторий различного профиля.

### Особенности

- Двухрамная конструкция с подъёмными рамами и противовесами для удобного доступа к рабочей зоне.
- Столешница и фартук из керамогранитной плитки, устойчивой к высоким температурам, кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Бортик высотой 5 мм из алюминия с порошковым покрытием для защиты от проливаний.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы.
- Рабочая зона освещается светодиодной лампой с выключателем справа на корпусе.
- Две розетки, одна из которых с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт, степень защиты IP20.
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской обеспечивает прочность и долговечность конструкции.
- Регулируемые ножки (0–2 см) позволяют установить шкаф даже на неровном полу.
- Боковые панели ЛДСП толщиной 16 мм с ПВХ-окантовкой толщиной 2 мм.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал столешницы	Керамогранитная плитка
Высота бортика фартука	5 мм
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 765 × 615 × 1 070 мм
Диаметр фланца для вентиляции	150 мм
Освещение рабочей зоны	Светодиодная лампа
Розетки	2 (одна с заземлением)
Максимальная нагрузка на розетку	1,5 кВт
Регулировка высоты ножек	0–2 см
Боковые панели	ЛДСП 16 мм с ПВХ-окантовкой 2 мм

## Преимущества

Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ предлагает множество преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для работы в лабораториях различного профиля:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное решение для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Большой размер шкафа позволяет организовать два полноценные рабочих места.
- Удобно работать сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
- Двухрамная конструкция с подъёмными рамами и противовесами обеспечивает лёгкий доступ к рабочей зоне.
- Две зоны вытяжки – купол вытяжного бокса и уровень столешницы – обеспечивают эффективное удаление паров и запахов.
- Встроенное светодиодное освещение рабочей зоны с удобным выключателем справа на корпусе.
- Регулируемые ножки (0–2 см) позволяют установить шкаф даже на неровном полу.
- Прочный цельносварной металлический каркас с порошковой окраской гарантирует долговечность конструкции.
- Боковые панели ЛДСП 16 мм с ПВХ-окантовкой 2 мм устойчивы к механическим повреждениям и химическим воздействиям.

Шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ является эффективным и безопасным решением для организации рабочей зоны с высокотемпературным и химически активным оборудованием в лабораториях и учебных аудиториях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1 805 × 703 × 1 960
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.