

## Двухсекционный шкаф для одежды НВ-800 ШО

Мебель для хранения

Арт. (арт.0975525М-М)



### Ваша цена

Розница

**13 108 руб.**

Оптовая цена

**11 011 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для одежды
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Шкаф для одежды НВ-800 ШО

НВ-800 ШО – это двухдверный шкаф для верхней одежды. Его ширина 800 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован двумя полками: для шапок и обуви. Есть штанга для одежды.

Габариты шкафа в собранном виде: 800x460x1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу в шкаф можно встроить замок или оборудовать его выдвижными ящиками.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	(арт.0975525М-М)
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Серия	НВ
Тип	шкаф для одежды
Ширина столешницы, мм	800
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	800×460×1820

Страна производства

Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.