

## Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 (педиатрические)

Дефибрилляторы      Арт. 115-040518-00



Наличие регистрационного удостоверения

**mindray**

Не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

### Описание

#### Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 (педиатрический)

Электроды для проведения реабилитационных действий для использования детям.

В одной упаковке 5 пар электродов.

Электроды не предназначены для повторного использования. Повторное применение влияет на точность измерений и чревато загрязнением и распространением инфекций. Не рекомендуется использовать высохшие электроды.

Запрещено чистить электроды спиртосодержащими соединениями и растворителями. Многофункциональные электроды с истекшим сроком службы подлежат утилизации.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

115-040518-00

Бренд

Mindray

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Страна производства

Китай

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.