

Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 (педиатрический) (электрод Mindray MR61 (1 шт./ уп.))

Дефибрилляторы



Ваша цена

Розница
5 672 руб.*

\$72

Оптовая цена
5 121 руб.

\$65



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

* ориентировочная цена на 04.07.2025, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 для BeneHeart D1, D3, D6 и серии C, (педиатрический)

Педиатрический электрод Mindray MR61 предназначен для безопасной и эффективной дефибрилляции, мониторинга и кардиостимуляции у детей с массой тела от 10 до 25 кг. Совместим с дефибрилляторами Mindray и обеспечивает точную передачу импульса с минимальной травматичностью для чувствительной кожи ребёнка.

Электрод выполнен из мягкого гибкого материала, легко фиксируется и не требует дополнительной подготовки кожи. Одноразовая конструкция и герметичная индивидуальная упаковка гарантируют безопасность и стерильность при каждом применении.

Особенности

- Предназначен для детей массой от 10 до 25 кг (примерно до 8 лет).
- Многофункциональное применение: дефибрилляция, мониторинг, кардиостимуляция.
- Самоклеящаяся поверхность для надёжной фиксации.
- Срок годности: до 24 месяцев с момента изготовления.
- Одноразовое использование – минимизация риска перекрёстного заражения.
- Готовность к применению – не требует предварительной подготовки кожи.
- Совместим с большинством моделей дефибрилляторов Mindray.
- Компактная герметичная упаковка – удобство хранения и транспортировки.

Педиатрический электрод Mindray MR61 совместим с дефибрилляторами линейки Mindray BeneHeart, включая модели:

- BeneHeart D1 (в версиях Public и Pro)
- BeneHeart D2
- BeneHeart D3
- BeneHeart D5
- BeneHeart D6
- Серия BeneHeart C (включая модели C1, C2 и др.)

Совместимость с этими устройствами обеспечивает надёжную и эффективную работу электрода при оказании экстренной помощи детям.

Преимущества

Преимущества

Mindray MR61 (педиатрический электрод)

- Оптимизирован для детей с массой тела от 10 до 25 кг.

- Подходит для дефибрилляции, мониторинга и наружной стимуляции.
- Надёжная фиксация на коже без раздражения – благодаря мягкому и гипоаллергенному материалу.
- Уменьшенная площадь контакта – для точной передачи энергии в педиатрии.
- Одноразовая конструкция – полная стерильность и отсутствие необходимости в обработке.
- Готов к применению – не требует предварительной подготовки кожи.
- Совместимость с дефибрилляторами Mindray серий BeneHeart и BeneView.
- Индивидуальная герметичная упаковка – удобное хранение и защита от загрязнений.
- Долгий срок хранения – до 2 лет.
- Компактный и лёгкий – подходит для скорой помощи, клиник и реанимаций.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Mindray

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Габариты, мм

~100 × 100 × 10 (без упаковки)

Вес, кг

0

Вес в упаковке, кг

0

Габариты в упаковке, см

~15 × 15 × 2

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.