

## Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 (педиатрический)

Дефибрилляторы



### Ваша цена

Розница  
**5 886 руб.\***

**\$73**

Оптовая цена  
**5 321 руб.**

**\$66**

\* ориентировочная цена на 02.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

**mindray**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Электрод для дефибрилляции Mindray MR61 для BeneHeart D1, D3, D6 и серии C, (педиатрический)

Педиатрический электрод Mindray MR61 предназначен для безопасной и эффективной дефибрилляции, мониторинга и кардиостимуляции у детей с массой тела от 10 до 25 кг. Совместим с дефибрилляторами Mindray и обеспечивает точную передачу импульса с минимальной травматичностью для чувствительной кожи ребёнка.

Электрод выполнен из мягкого гибкого материала, легко фиксируется и не требует дополнительной подготовки кожи. Одноразовая конструкция и герметичная индивидуальная упаковка гарантируют безопасность и стерильность при каждом применении.

#### Особенности

- Предназначен для детей массой от 10 до 25 кг (примерно до 8 лет).
- Многофункциональное применение: дефибрилляция, мониторинг, кардиостимуляция.
- Самоклеящаяся поверхность для надёжной фиксации.
- Срок годности: до 24 месяцев с момента изготовления.
- Одноразовое использование — минимизация риска перекрёстного заражения.
- Готовность к применению — не требует предварительной подготовки кожи.
- Совместим с большинством моделей дефибрилляторов Mindray.
- Компактная герметичная упаковка — удобство хранения и транспортировки.

Педиатрический электрод Mindray MR61 совместим с дефибрилляторами линейки Mindray & BeneHeart, включая модели:

- BeneHeart D1 (в версиях Public и Pro)
- BeneHeart D2
- BeneHeart D3
- BeneHeart D5
- BeneHeart D6
- Серия BeneHeart C (включая модели C1, C2 и др.)

Совместимость с этими устройствами обеспечивает надёжную и эффективную работу электрода при оказании экстренной помощи детям.

## Преимущества

- Оптимизирован для детей с массой тела от 10 до 25 кг.
- Подходит для дефибрилляции, мониторинга и наружной стимуляции.
- Надёжная фиксация на коже без раздражения — благодаря мягкому и гипоаллергенному материалу.
- Уменьшенная площадь контакта — для точной передачи энергии в педиатрии.
- Одноразовая конструкция — полная стерильность и отсутствие необходимости в обработке.
- Готов к применению — не требует предварительной подготовки кожи.
- Совместимость с дефибрилляторами Mindray серий BeneHeart и BeneView.
- Индивидуальная герметичная упаковка — удобное хранение и защита от загрязнений.

- Долгий срок хранения — до 2 лет.
- Компактный и лёгкий — подходит для скорой помощи, клиник и реанимаций.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	~100 × 100 × 10 (без упаковки)
Вес, кг	0
Вес в упаковке, кг	0
Габариты в упаковке, мм	~15 × 15 × 2
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.