

## Электрод для детей PG10S/RU7959P к дефибриллятору ДА-Н-01

Дефибрилляторы



**AXION**  
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
С 1970 ГОДА

Под заказ

### Описание

#### Электрод PG10S/RU7959P для дефибриллятора ДА-Н-01, для детей

Многофункциональный электрод PG10S/RU7959P не стерилен и рекомендован для одноразового использования. Предназначен для проведения реабилитационных действий для детей в исполнении перёд.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010.

Совместим с дефибриллятором [Аксион ДА-Н-01](#).

Повторное применение влияет на точность измерений и чревато загрязнением и распространением инфекций. Не рекомендуется использовать высохшие электроды.

Запрещено чистить электроды спиртосодержащими соединениями и растворителями. Электроды с истёкшим сроком службы подлежат утилизации.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017446.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017446.pdf</a>

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.