

## Электроды для дефибрилляции Mindray MR62 (взрослые, детские)

Дефибрилляторы



### Ваша цена

Розница  
**8 034 руб.\***

**\$112**

Оптовая цена  
**6 815 руб.**

**\$95**

\* ориентировочная цена на 10.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

**mindray**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Электроды для дефибрилляции Mindray MR62 (взрослые, детские)

Электроды для дефибрилляции Mindray MR62 – одноразовые многофункциональные электроды для проведения дефибрилляции, кардиоверсии и мониторинга ЭКГ при оказании экстренной медицинской помощи. Электроды предназначены для применения у взрослых и детей и оснащены функцией автоматической идентификации пациента.

Электроды Mindray MR62 обеспечивают надежный контакт с кожей пациента благодаря самоклеящейся поверхности и предварительно нанесенному токопроводящему гелю. Конструкция с предварительно подключенным кабелем позволяет сократить время подготовки к дефибрилляции и повысить эффективность оказания медицинской помощи.

Изделия поставляются в герметичной упаковке и предназначены для одноразового использования, что снижает риск перекрестного инфицирования и повышает безопасность пациентов. Электроды могут храниться подключенными к дефибриллятору для быстрого применения в экстренных ситуациях.

### Особенности

- Одноразовые многофункциональные дефибрилляционные электроды.
- Подходят для взрослых и детей.
- Автоматическая идентификация пациента.
- Самоклеящаяся поверхность с токопроводящим гелем.
- Предварительно подключенный кабель.
- Быстрая готовность к работе.
- Возможность хранения подключенными к дефибриллятору.
- Снижение риска перекрестного инфицирования.
- Герметичная упаковка.
- Простота подключения и эксплуатации.
- Длина кабеля около 1,2 м.
- Одна пара электродов в упаковке.

### Совместимость

- [Mindray BeneHeart&nbsp;C1](#)
- [Mindray BeneHeart&nbsp;C1A](#)
- [Mindray BeneHeart&nbsp;C2](#)
- [Mindray BeneHeart&nbsp;D3](#)
- [Mindray BeneHeart&nbsp;D6](#)

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	Mindray MR62
Тип изделия	Дефибрилляционные электроды
Тип использования	Одноразовые
Категория пациентов	Взрослые и дети

Количество в упаковке	1 пара
Длина кабеля	1 200 ± 10 мм
Площадь одного электрода	115 ± 5 см <sup>2</sup>
Площадь адгезивной поверхности	112 ± 5 см <sup>2</sup>
Форма электрода	Прямоугольная со скругленными углами
Срок хранения	3 – 5 лет

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для скорой помощи
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.