

# Электроды Mindray MR60 для дефибрилляторов и мониторов (для BeneHeart D3, D6, D5, D2, C1)

Дефибрилляторы



**mindray**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Электроды Mindray MR60 для дефибрилляторов и мониторов

Mindray MR60 — это одноразовые внешние дефибрилляционные электроды. Предназначены для проведения реабилитационных действий в первую очередь для взрослых и детей старше 8 лет (тяжелее 25 кг).

В одной упаковке 5 пар электродов.

Электроды не предназначены для повторного использования.

Электроды легко подключить к аппарату. Они совместимы с дефибрилляторами и мониторами Mindray серии BeneHeart C и D.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Mindray

**Страна бренда**

Китай

**Отрасли**

Здравоохранение

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.