

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 30-300 мкл

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ
Thermo
 SCIENTIFIC

Под заказ

Описание

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 30–300 мкл

Электронный дозатор Ленпипет НОВУС 30–300 мкл – точный и эргономичный прибор для дозирования вязких и малых объёмов жидкостей, а также для смешивания. Сочетает лёгкий вес, простоту использования механических дозаторов и высокую точность электронного устройства.

Моторизованное дозирование снижает нагрузку на руку и уменьшает риск хронических травм при повторяющихся движениях. Новус обеспечивает целостность данных благодаря сохранению программ и мониторингу количества шагов пипетирования между калибровочными интервалами, что важно для исследований по GLP.

Удобное управление операционной кнопкой лёгким нажатием указательного пальца позволяет сохранять естественное положение руки. Эргономичный корпус с регулируемым упором для пальца (поворот 120°) повышает комфорт длительной работы.

Дозатор поддерживает персонализацию пользователя, позволяет сохранять до 9 самых используемых режимов и обладает возможностью автоклаивирования нижней части для соблюдения стерильности.

Особенности

- Русифицированное меню с подсветкой ЖК-дисплея для лёгкого обучения и управления.
- 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/выдачи жидкости.
- Моторизованное дозирование снижает нагрузку на кисть и риск травм.
- Эргономичный дизайн с регулировкой упора для пальца (120°) и лёгким весом.
- Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости для около 4 000 дозирования без подзарядки.
- Персонализация пользователя и сохранение до 9 режимов.
- Совместимость с одноканальными и многоканальными моделями, включая 16-канальные для 384-луночных планшетов.
- Простой уход, самостоятельная перекалибровка, возможность автоклаивирования нижней части дозатора.
- Рекомендуются оригинальные наконечники ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» и Thermo Fisher Scientific.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	30 – 300 мкл
Точность	30 мкл – $\pm 0,9$ мкл, 300 мкл – $\pm 1,8$ мкл
Наконечник	300 мкл
Тип	1-канальный, электронный

Преимущества

- Русифицированное меню с подсветкой ЖК-дисплея обеспечивает лёгкое обучение и управление.
-

- Моторизованное дозирование уменьшает нагрузку на кисть и снижает риск хронических травм.
- Эргономичный дизайн с регулировкой упора для пальца (120°) повышает комфорт длительной работы.
 - Лёгкий вес позволяет длительное использование без утомления.
 - Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает около 4 000 дозирования без подзарядки.
 - Поддержка персонализации пользователя и сохранение до 9 самых используемых режимов.
 - Широкий диапазон объёма дозирования: 30 – 300 мкл.
 - 10 режимов дозирования и 9 скоростей забора/выдачи жидкости для различных задач.
 - Совместимость с одноканальными и многоканальными моделями, включая 16-канальные для 384-луночных планшетов.
 - Простой уход и самостоятельная перекалибровка для сохранения высокой точности.
 - Возможность автоклавирования нижней части дозатора для соблюдения стерильности.
 - Рекомендуется использовать оригинальные наконечники ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» и Thermo Fisher Scientific.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031802.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.