

Электронный ростомер ТВЕС РЭС

Динамометры и ростомеры



Ваша цена

Розница
26 814 руб.

Оптовая цена
26 814 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Электронный ростомер ТВЕС РЭС

ТВЕС РЭС – электронный медицинский ростомер, предназначенный для точного измерения роста взрослых и детей старше одного года. Прибор применяется в медицинских учреждениях, оздоровительных и спортивных организациях, а также может использоваться в бытовых условиях.

Ростомер обеспечивает автоматическую фиксацию результата измерения и вывод данных на выносное табло, что повышает удобство работы медицинского персонала и исключает субъективные ошибки при считывании показаний. Конструкция прибора предусматривает устойчивую установку и возможность эксплуатации в условиях отсутствия или нестабильного электропитания.

Модель оснащена экономичным режимом работы и работает от элементов питания, что делает её независимой от стационарной электросети. Прочный корпус из пластика и надёжные элементы конструкции обеспечивают длительный срок службы и устойчивость к интенсивной эксплуатации.

Особенности

- Электронное измерение роста с выводом данных на дисплей.
- Выносное табло управления с длиной шнура до 3 м.
- Возможность работы при отсутствии или нестабильном напряжении в электросети.
- Экономный режим энергопотребления.
- Подходит для измерения взрослых и детей старше одного года.
- Устойчивость конструкции и простота эксплуатации.
- Соответствие классу точности III (средний).
- Наличие свидетельства о поверке.
- Корпус из прочного пластика.

Комплект поставки

- Ростомер в сборе – 1 шт.
- Блок индикации – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Методика поверки – 1 шт.
- Транспортная тара – 1 шт.
- Винт М3 × 8 – 4 шт.
- Шуруп 4 × 30 – 4 шт.
- Шайба специальная – 4 шт.
- Кронштейн – 2 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наибольший предел измерения роста стоя	2,2 м
Наименьший предел измерения роста стоя	0,8 м
Цена деления шкалы	1 мм
Пределы допускаемой погрешности измерения	± 4 мм
Диапазон рабочих температур	от +10 до +40 °С

Габаритные размеры (в рабочем положении)	520 × 150 × 2 500 мм
Габаритные размеры блока индикации	155 × 125 × 230 мм
Средний срок службы	6 лет
Материал изготовления	пластик
Гарантийный срок	12 месяцев

Преимущества

- Электронная система измерения с автоматической фиксацией результата.
- Высокая точность измерений с погрешностью не более ± 4 мм.
- Выносное табло управления с длиной кабеля до 3 м для удобства считывания данных.
- Независимость от стационарной электросети за счёт питания от элементов типа AA.
- Возможность эксплуатации при отсутствии или нестабильном напряжении в электросети.
- Экономный режим работы, снижающий энергопотребление.
- Широкий диапазон измерений от 0,8 до 2,2 м.
- Подходит для измерения роста взрослых и детей старше одного года.
- Устойчивость конструкции при напольной установке.
- Компактное размещение блока индикации.
- Соответствие классу точности III (средний).
- Наличие свидетельства о поверке для применения в медицинских учреждениях.
- Прочный корпус из пластика, устойчивый к ежедневной эксплуатации.
- Длительный срок службы до 6 лет.
- Простота установки и обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039614.pdf
Класс точности	Средний (III)
Тип батарейки	AA
Вес, кг	10
Электропитание, В	1,5 × 3 шт.
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.