

## Эндоскопическая тележка КРОНТ ТЭ-4-01

Эндоскопические тележки и органайзеры



### Ваша цена

Розница  
**22 100 руб.**

Оптовая цена  
**21 415 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Эндоскопическая тележка КРОНТ ТЭ-4-01

Эндоскопическая тележка КРОНТ ТЭ-4-01 предназначена для размещения и транспортировки эндоскопического оборудования и инструментов в эндоскопических кабинетах лечебно-профилактических учреждений. Конструкция выполнена из стальной трубы с порошковым покрытием и оснащена четырьмя поддонами из ударопрочного полимерного материала, двумя навесными полками и держателем для двух эндоскопов.

Тележка оборудована поворотными колёсными опорами Ø 100 мм с резиновым ободом, две из которых имеют тормоза, а также пластиковыми амортизирующими отбойниками для защиты конструкции. Поддоны и полки самофиксируются и съёмные, что упрощает санитарную обработку. Допускается использование любых дезинфицирующих средств, разрешённых в РФ.

### Особенности

- Рамная конструкция из стальной трубы с порошковым покрытием.
- Четыре поддона из ударопрочного полимерного материала.
- Две навесные полки и держатель для двух эндоскопов.
- Самофиксирующиеся и лёгкосъёмные поддоны и полки для удобной обработки.
- Поворотные колёса Ø 100 мм с резиновыми ободами и фиксаторами.
- Пластиковые амортизирующие отбойники на стойках.
- Обработка допускается любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Цвет	Белый
Грузоподъёмность	до 70 кг (равномерно распределённая по полкам)
Рабочая поверхность верхнего поддона	770 × 400 × 13 мм
Рабочая поверхность средних и нижнего поддонов	710 × 400 × 25 мм
Расстояние между поддонами	260 мм; 240 мм; 340 мм
Диаметр колёс	100 мм
Срок службы	5 лет
Гарантия	2 года

## Преимущества

Тележка КРОНТ ТЭ-4-01 обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают удобство эксплуатации, надёжность и долговечность:

- Прочная конструкция из качественных материалов – гарантирует долгий срок службы при интенсивной эксплуатации.
-

Эргономичный дизайн — обеспечивает удобство использования в условиях медицинских учреждений.

- Четыре поворотных колеса с фиксаторами — способствуют лёгкой маневренности и устойчивости.
- Наличие удобных ручек — облегчает управление тележкой и транспортировку оборудования.
- Вместительные полки — позволяют организовать хранение и перевозку различных инструментов и принадлежностей.
- Поверхности легко поддаются санитарной обработке — соответствуют требованиям гигиены.
- Компактные размеры — удобны для использования в помещениях с ограниченным пространством.
- Соответствие стандартам медицинского оборудования — обеспечивает безопасность персонала и пациентов.

Тележка является практичным и надёжным решением для оптимизации рабочего процесса в лечебно-профилактических организациях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029622.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029622.pdf</a>
Габариты, мм	895 × 525 × 1 800 - 2 200
Вес, кг	25
Габариты в упаковке, мм	1 200 × 350 × 51
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.